

High Vacuum Gauge, StrataVac SmartSENS 고진공 게이지, 7.5×10^{-6} to 1000 Torr

Cat. No.	Model	Vacuum Range	EA Price ₩
V08-653-151	StrataVac SmartSENS	7.5×10^{-6} ~ 1000 Torr	3,930,300

- 넓은 대역대의 진공도를 측정 가능한 고진공 게이지
- DPP Quantum Sensor 포함
 - Combined Pirani & Piezo Technology
- Stable Zero Point Drift Compensation
- Size : w86 × d136 × h43 mm
- Vacuum Interface : KF16
- DigiVac

Accuracy

7.5×10^{-6} ~ 7.49×10^{-5} Torr	50% of Reading
7.5×10^{-5} ~ 5.99×10^{-4} Torr	14% of Reading
6.0×10^{-4} ~ 7.43×10^{-1} Torr	5% of Reading
7.5×10^{-1} ~ 1000 Torr	2% of Reading



Precision Bluetooth Gauge 정밀 블루투스 게이지

Cat. No.	Model	Vacuum Range	Bluetooth	EA Price ₩
V08-653-029	BULLSEYE	0.7 mTorr ~ 800 Torr	X	1,094,600

- Bluetooth 연결이 가능하여 핸드폰, 태블릿을 통해 즉각적인 모니터링 가능
- Low/High Alarm 설정
- Vacuum Leak, Pump Down, Outgassing 등 감지
- 12가지의 Unit으로 표시 가능
- Self Test 모드, Auto Off 기능 내장 • 음장 교정 (Field Calibration) 가능
- Size : w94 × d33 × h157 mm • Power : 4 AA Alkaline or Micro-B USB
- Calibrated against a NIST Standard
- DigiVac

Accuracy

1 ~ 99 milliTorr	±2 microns or 20% of Reading
100 ~ 2000 milliTorr	±10% of Reading
2 ~ 6 Torr	±25% of Reading
Above 6 Torr	Continuous and Monotonic



Rough Vacuum Gauge with isolated Sensor 진공 게이지

Cat. No.	Model	Vacuum Range	Bluetooth	EA Price ₩
V08-653-065	BPG Piezo	1.0 ~ 775 Torr	X	1,763,000

- 압력 및 강한 진공 측정용
- Isolated Sensor 이므로 더러운 환경이나 부식성 가스에서 사용 가능
- 12가지의 Unit으로 표시 가능
- Size : w94 × d33 × h157 mm
- Power : 4 AA Alkaline or Micro-B USB
- Certification / Compliance : CE, CSA, UL, RoHS, NIST
- DigiVac

Specification	
Sensor	Direct
Sensor Protection	Isolated
Full Range	0.5 ~ 775 Torr
Accuracy	< ±2 Torr
Target Application	Rotovap, Falling Film
Power	4 AA Batteries
Size (w X d X h mm)	w94 × d33 × h157 mm

