


Double Bank Vacuum Manifold with Chem-Vac™ Valve 이중 메니폴드, 테프론 니들 밸브형, 45° 사선형

| Cat. No. | Model | Port 수 | Approx. Size | EA Price ₩ |
|-------------|---------|--------|--------------|------------|
| V03-132-528 | 4438-01 | 3 | w400 mm | 1,538,200 |
| V03-132-534 | 4438-02 | 4 | w500 mm | 1,865,700 |
| V03-132-540 | 4438-03 | 5 | w600 mm | 2,110,800 |

- 진공라인 및 Inert Gas 투입 라인
- High Vacuum PTFE Needle Valve : 1 ~ 4 mm Chem-Vac™ Valve
- Tube Size : od19 mm, Hose Nipple : od13.5 ~ 15.5 mm
- Valve Hose Nipple : od9 ~ 10 mm
- Port 사이의 거리 : 100 mm
- Chemglass

Optional Accessory

| Cat. No. | Model | Description | EA Price ₩ |
|-------------|--------|-------------------------------|------------|
| V03-132-582 | 961-01 | Chem-Vac™ Plug Only, 0 ~ 4 mm | 74,300 |



Double Bank Vacuum Manifold with Chem-Vac™ Valve 이중 메니폴드, 테프론 니들 밸브형

| Cat. No. | Model | Port 수 | Approx. Size | EA Price ₩ |
|-------------|---------|--------|--------------|------------|
| V03-132-562 | 4436-01 | 3 | w400 mm | 1,285,700 |
| V03-132-568 | 4436-02 | 4 | w500 mm | 1,573,900 |
| V03-132-574 | 4436-03 | 5 | w600 mm | 1,778,600 |

- High Vacuum PTFE Needle Valve : 1 ~ 4 mm Chem-Vac™ Valve
- 진공라인 및 Inert Gas 투입 라인
- Tube Size : od12.7 mm, Hose Nipple 없음
- Valve Connection : od9 mm Tube
- Port 사이의 거리 : 100 mm
- Spare Chem-Vac™ Plug는 사선형 Manifold 참조
- Chemglass



Double Bank Vacuum Manifold with Glass Stopcock 이중 메니폴드, 유리콕크형

- 진공라인 및 Inert Gas 투입라인
- Glass Stopcock : Bore 4.0 mm
- Tube Size : od12.7 mm, Hose Nipple : od10 ~ 11 mm
- Port 사이의 거리 : 85 mm
- Chemglass

Two End Open (Cross), 4440-xx Type

| Cat. No. | Model | Port 수 | Approx. Size | EA Price ₩ |
|-------------|---------|--------|--------------|------------|
| V03-132-062 | 4440-11 | 3 | 280 mm | 1,290,400 |
| V03-132-068 | 4440-12 | 4 | 365 mm | 1,676,300 |
| V03-132-074 | 4440-13 | 5 | 450 mm | 2,040,700 |

Three End Open, 4441-xx Type

| Cat. No. | Model | Port 수 | Approx. Size | EA Price ₩ |
|-------------|---------|--------|--------------|------------|
| V03-132-122 | 4441-01 | 3 | 280 mm | 1,304,500 |
| V03-132-128 | 4441-02 | 4 | 365 mm | 1,690,500 |
| V03-132-134 | 4441-03 | 5 | 450 mm | 2,054,900 |

Optional Accessory

| Cat. No. | Model | Description | EA Price ₩ |
|-------------|----------|-----------------------------|------------|
| V03-132-082 | 474-02PO | 4 mm Double Glass Plug Only | 169,500 |

