

Portable Vacuum System, 10⁻³ Torr 진공 시스템

| Cat. No. | Model | 최종 진공도 | 용량 | EA Price ₩ |
|-------------|------------|----------------------------------|---------|------------|
| V08-132-110 | AF-0300-01 | 10 ⁻³ Torr (1 micron) | 8 L/sec | 20,005,200 |

- 이동식 진공 시스템
- Vacuum Distillation, Sample Degassing Vapor Pressure and Other Preparative Work Requiring Vacuum to 1 Micron
- 요청에 의해 Double Bank Type의 Vacuum System도 공급 가능
- Dewar Flask, Lab Jack, Port Adapter는 별도 구매
- Size : w720×d510×h1780 mm
- Chemglass

구성 Component

| Cat. No. | Model | 포함수량 | 규격 | EA Price ₩ |
|-------------|------------|------|-----------------------------------|------------|
| V08-132-513 | AF-0300-02 | 1 | Cart with Framework & Power Strip | 2,912,200 |
| V08-132-518 | AF-0300-03 | 1 | 3-Port Single Bank Manifold ① | 1,652,500 |
| V08-132-525 | AF-0300-04 | 1 | Vacuum Trap Complete with Clamp ② | 713,600 |
| V08-132-528 | AF-0300-08 | 1 | Pump Oil Trap, 500 ml ③ | 793,900 |
| V08-132-532 | AF-0300-06 | 1 | Main Shut Off Adapter ④ | 469,800 |
| V08-132-539 | AF-0306-01 | 1 | Thermocouple Gauge Adapter ⑤ | 380,400 |
| V08-132-567 | AF-0300-12 | 1 | 1" ID Vacuum Hose, 36" Long | 148,600 |
| V08-132-581 | AF-0300-11 | 4 | Hose Clamps For 1" Vacuum Hose | 17,000 |
| V08-132-241 | AF-0302-10 | 1 | Vacuum Gauge with Thermocouple | 1,334,600 |
| V08-132-595 | AF-0305-01 | 1 | Gauge Shelf with Bossheads | 321,100 |
| V08-132-604 | AF-0350-01 | 1 | Vacuum Pump, 90L/min | 8,180,700 |
| V08-132-609 | CG-9262-01 | 7 | Hook Connector | 41,000 |
| V08-132-616 | CG-9202-01 | 7 | Two-Prong Extension Clamp | 109,600 |
| V08-132-623 | CG-150-06 | 2 | #35 S.S. Pinch Clamp | 30,400 |
| V08-132-630 | CG-150-05 | 1 | #28 S.S. Pinch Clamp | 24,900 |
| V08-132-637 | CG-305-214 | 1 | #214 Viton O-Ring, 6/pk | 4,000 |
| V08-132-644 | CG-305-116 | 1 | #116 Viton O-Ring, 12/pk | 3,300 |



Optional Port Adapter

| Cat. No. | Model | Style | 규격 | EA Price ₩ |
|-------------|------------|-------|----------------------------|------------|
| V08-132-832 | AF-0070-01 | A | 3/8" Straight Glass Tubing | 52,200 |
| V08-132-839 | AF-0070-02 | | 1/4" Straight Glass Tubing | 52,200 |
| V08-132-455 | AF-0070-03 | | 3/4" Straight Glass Tubing | 52,200 |
| V08-132-853 | AF-0070-04 | | 1" Straight Glass Tubing | 54,600 |
| V08-132-463 | AF-0070-05 | B | od10mm Serrated Hose Conn | 45,100 |
| V08-132-867 | AF-0070-06 | | od11mm Serrated Hose Conn | 51,200 |
| V08-132-874 | AF-0070-07 | | od16mm Serrated Hose Conn | 54,600 |
| V08-132-881 | AF-0070-08 | C | 14/20 Inner Joint | 71,600 |
| V08-132-888 | AF-0070-09 | | 24/40 Inner Joint | 71,600 |
| V08-132-895 | AF-0070-10 | D | 14/20 Outer Joint | 101,900 |
| V08-132-902 | AF-0070-11 | | 24/40 Outer Joint | 81,800 |
| V08-132-644 | CG-305-116 | | #116 Viton O-Rings, 12/pk | 3,300 |
| V08-132-630 | CG-150-05 | | #28 S.S. Pinch Clamp | 24,900 |

Optional Double Bank Manifold

| Cat. No. | Model | Description | EA Price ₩ |
|-------------|------------|-------------------------------|------------|
| V08-132-519 | AF-0300-13 | 3-Port, 0 ~ 8 mm Valve | 2,707,000 |
| V08-132-520 | AF-0300-14 | Trap Connection Adapter ⑥ | 551,200 |
| S22-132-556 | CG-961-02 | 0 ~ 8 mm Stem & Control Knob | 78,000 |
| S22-132-614 | CG-561-04 | 0 ~ 20 mm Stem & Control Knob | 297,500 |

- AF0300-14 : AF-0300-13과 AF-0300-04 Vacuum Trap의 연결용



Vacuum

Portable System, 10⁻³ Torr