

2 ml Large Opening Screw-top Vial, 9mm Thread 2 ml 광구 스크류 바이알, 9 mm 캡용

- Autosampler에 사용 가능
- 표준형보다 40% 큰 Large Opening
- Agilent, HP와 같은 Robotic Arm Autosampler에 이상적
- Size : Ø12×h32 mm, Neck od9 mm (id6 mm), R.A.M® , Vial
- Silanized Vial : 비활성 처리 (Deactivated Treatment)된 바이알
- 재질 - Clear Glass : USP Type 1 Borosilicate Glass 3.3
- Amber Glass : USP Type 1 Borosilicate Glass 5.1
- JGF (J. G. Finneran) / Certified (품질 보증서 포함)



2 ml Glass Vial, 9 mm Screw-top

Cat. No.	Model	색상	규격	PK Price ₩		CS Price ₩	
V01-214-004	32009-1232	Clear	기본형	100ea	27,000	10pk	252,000
V01-214-012	32009E-1232		눈금 & Marking Spot	100ea	32,900	10pk	307,500
V01-214-016	32009RB-1232		Round Bottom	100ea	62,200	10pk	581,400
V01-214-020	32009-1232Z	Amber	Silanized	100ea	82,700	10pk	772,700
V01-214-024	32009-1232A		기본형	100ea	29,100	10pk	271,700
V01-214-032	32009E-1232A		눈금 & Marking Spot	100ea	35,100	10pk	328,100
V01-214-036	3209RB-1232A		Round Bottom	100ea	63,470	10pk	592,460
V01-214-038	32009-1232AZ		Silanized	100ea	84,800	10pk	791,900




1.5 ml High Recovery Glass Vial, 투명 ①

Cat. No.	Model	용량	규격	PK Price ₩
V01-214-040	31509-1232	1.5 ml	Conical Bottom	100ea 413,600

Plastic Limited Volume Vial

Cat. No.	Model	색상	규격	PK Price ₩		CS Price ₩	
V04-214-710	31709P-1232	1.7 ml (Translucent)	PP	100ea	53,300	10pk	497,600
V04-214-004	31509P-1232	1.5 ml (Clear) ②		100ea	36,800	10pk	344,000
V04-214-700	30709P-1232	750 ul (Translucent)		100ea	33,300	10pk	310,800
V04-214-008	30509CP-1232	500 ul ③	TPX(투명)	100ea	34,000	10pk	317,200
V04-214-012	30109CP-1232	100 ul		100ea	31,500	10pk	294,000
V04-214-016	30109T-1232	100 ul ④		100ea	43,900	10pk	410,000



100 ul Glass Insert / Plastic Outside vial

Cat. No.	Model	용량	색상	PK Price ₩
V04-214-020	30109G-1232	100 ul	Clear	100ea 127,500


- 플라스틱 바이알 안에 100 ul의 Glass Insert 내장



300 ul Glass LVI Vial / Interlocked Vial & Insert

Cat. No.	Model	색상	용량	규격	PK Price ₩
V01-214-044	30209-1232	Clear ⑤	300 ul	-	100ea 158,700
V01-214-048	30209M-1232	Clear ⑥		Marking Spot	100ea 169,600
V01-214-052	30209-1232A	Amber ⑦		-	100ea 163,700

- 유리 바이알안에 300ul Glass Insert 내장
- Insert의 이동이 없어 Needle의 파손이나 Misguidance를 방지



Glass Limited Volume Insert, PE Spring

Cat. No.	Model	용량	규격	PK Price ₩		CS Price ₩
V04-214-804	4005BS-625	50 ul	Bottom Spring	100ea	89,800	-
V04-214-808	401TS-529	100 ul	Top Spring ⑧	100ea	145,100	-
V04-214-812	4025-629	250 ul	No Spring ⑨	100ea	104,700	-
V04-214-816	4025BS-629		Bottom Spring ⑩	100ea	112,500	-
V04-214-820	4035-630	350 ul	Flat Bottom ⑪	100ea	18,900	-
V04-214-824	4035-630ID		Flat Bottom, ID Ring	100ea	25,300	10pk 236,100

Plastic Limited Volume Insert, PP

Cat. No.	Model	용량	규격	PK Price ₩		CS Price ₩
V04-214-828	401PTS-530	100 ul	Top Spring	100ea	44,300	10pk 413,700
V04-214-832	4025PBS-631	250 ul	Bottom Spring ⑫	100ea	29,600	10pk 276,700
V04-214-836	4025P-631		No Spring	100ea	15,400	10pk 143,300
V04-214-838	4035P-630	350 ul	Flat Bottom	100ea	16,100	-

