

9 mm Preassembled Ribbed Cap 9 mm 스크류 캡과 셉타 일체형

Cat. No.	Model	색상	규격	PK Price ₩	CS Price ₩
V04-115-376	5394-09FRB	Blue	PTFE / Rubber	100ea 30,900	10pk 288,600
V04-115-380	5395-09FRB		PTFE / Silicon	100ea 32,800	10pk 306,600
V04-115-384	5396-09FRB		PTFE / Silicon / PTFE	100ea 52,500	10pk 490,100
V04-115-388	5397-09FRB		PTFE / Silicon w/ Slit	100ea 48,400	10pk 451,700
V04-115-392	5394-09F	Black	PTFE / Rubber	100ea 30,900	10pk 288,600
V04-115-396	5395-09F		PTFE / Silicon	100ea 32,800	10pk 306,600
V04-115-400	5396-09F		PTFE / Silicon / PTFE	100ea 52,500	10pk 490,100
V04-115-404	5397-09F		PTFE / Silicon w/ Slit	100ea 48,400	10pk 451,700

- 요청에 의해 Green, Red, Yellow Color의 셉타 일체형 Cap도 공급 가능
- 캡 사이트에 선모양의 홈이 있어 보다 쉽게 밀폐 가능
- JGF (J. G. Finneran) / Certified (품질 보증서 포함)



Blue Ribbed Cap with PTFE / Silicon Septa

9 mm Bonded Cap & Septa 9 mm 셉타가 캡에 부착된 일체형 캡

- PTFE/Silicon Septa가 Glue나 Adhesive의 사용 없이 Cap에 부착
- JGF (J. G. Finneran) / Certified (품질 보증서 포함)

Standard Bonded Cap & Septa

Cat. No.	Model	색상	Cap	규격	PK Price ₩	CS Price ₩
V04-115-421	53951-09FRB	Blue	Ribbed	PTFE/Silicon	100ea 51,200	10pk 477,800
V04-115-427	53951-09FG	Green			100ea 51,200	10pk 477,800
V04-115-431	53971-09FRB	Blue		PTFE / Silicon, w/ Slit	100ea 58,200	10pk 543,500
V04-115-437	53971-09FG	Green			100ea 58,200	10pk 543,500
V04-115-441	53951F-09	Black	Smooth	PTFE/Silicon	100ea 52,400	10pk 489,000

for MASS SPEC, LCMS with Ultra Low Bleed Septa

Cat. No.	Model	색상	Cap	규격	PK Price ₩	CS Price ₩
V04-132-211	5395U1-09FRB	Blue	Ribbed	PTFE/Silicon	100ea 58,200	10pk 543,500
V04-132-215	5397U1-09FRB			PTFE/Silicon, w/ Slit	100ea 61,800	10pk 577,200

- Clear PTFE/Blue Silicon Ultra Low Bleed Septa
 - Very Sensitive Application & Multiple Injection용
 - Eliminate Particulates with no Interfering Peaks



9 mm Ribbed Screw Cap 9 mm 스크류 캡, PP

- JGF (J. G. Finneran) / Certified (품질 보증서 포함)

Open-top Cap

Cat. No.	Model	색상	PK Price ₩	CS Price ₩
V04-214-304	5310-09F	Black	100ea 8,200	10pk 76,700
V04-214-308	5310-09FRB	Blue	100ea 8,200	10pk 76,700
V04-214-312	5310-09FG	Green	100ea 8,200	10pk 76,700

Closed-top Cap

Cat. No.	Model	색상	규격	PK Price ₩	CS Price ₩
V04-214-454	5360-09	Black	Teflon Lined	100ea 32,600	10pk 304,000

- PTFE/F217 Foam Lined



Close Top Cap

Septa for 9 mm Screw Cap 셉타, 9 mm 스크류 캡용

Cat. No.	Model	규격	PK Price ₩	CS Price ₩
V01-214-704	601010-09	White PTFE	100ea 6,200	10pk 57,300
V01-214-708	604040-09	PTFE / Red Rubber	100ea 23,000	10pk 214,300
V01-214-712	604050-09	Red PTFE / White Silicon	100ea 29,600	10pk 276,500
V01-214-716	604060-09	Red PTFE / Silicon / Red PTFE	100ea 39,900	10pk 372,900
V01-214-720	604070-09	Red PTFE / White Silicon w/ Slit	100ea 59,900	10pk 559,900

- JGF (J. G. Finneran) / Certified (품질 보증서 포함)



Red PTFE / White Silicon