


2 ml Standard Opening Screw-top Vial 2 ml 스크류 바이알, 8-425캡

- Size : $\varnothing 12 \times h32$ mm, Neck od8 mm (id4 mm)
- 8-425 뚜껑 사이즈의 셉타나 캡과 같이 사용
- Silanized Vial : 비활성 처리 (Deactivated Treatment)
- 재질 - Clear Glass : USP Type 1 Borosilicate Glass 3.3
- Amber Glass : USP Type 1 Borosilicate Glass 5.1
- JGF (J. G. Finneran) / Certified (품질 보증서 포함)



2 ml Glass Vial, 8-425 Screw-top

Cat. No.	Model	색상	규격	PK Price ₩	CS Price ₩
V01-214-056	32008-1232	Clear	기본형	100ea 26,000	10pk 242,400
V01-214-064	32008E-1232		눈금 & Marking Spot	100ea 31,200	10pk 291,300
V01-214-068	32008RB-1232		Round Bottom	100ea 43,100	-
V01-214-072	32008-1232Z		Silanized	100ea 82,000	10pk 765,800
V01-214-076	32008-1232A	Amber	기본형	100ea 28,700	10pk 267,700
V01-214-084	32008E-1232A		눈금 & Marking Spot	100ea 33,700	10pk 314,900
V01-214-090	32008-1232AZ		Silanized	100ea 84,600	10pk 790,400



All Glass Limited Volume Vial

Cat. No.	Model	색상	규격	PK Price ₩
V04-214-840	30208-1232	Clear	용량 100 ul, 규격 : Soild Glass	100ea 158,700

Plastic Limited Volume Vial

Cat. No.	Model	용량	재질	PK Price ₩	CS Price ₩
V04-214-024	30108CP-1232	100 ul	PP (투명) ②	100ea 31,500	10pk 293,600
V04-214-028	30108T-1232		TPX (투명) ③	100ea 43,900	10pk 410,000
V04-214-036	31508P-1232	100 ul	PP	100ea 31,000	10pk 289,400

Glass Insert / Plastic Outside Limited Volume Vial

Cat. No.	Model	용량	Outside	PK Price ₩
V04-214-040	30108G-1232	100 ul	Clear Plastic ④	100ea 127,500
V04-214-044	30108G-1232A		Amber Plastic ⑤	100ea 132,900

- 플라스틱 바이알 안에 100 ul의 Glass Insert 내장

100 ul Glass LVI Vial / Interlocked Vial & Insert

Cat. No.	Model	색상	규격	PK Price ₩
V04-214-840	30208-1232	Clear ⑥	-	100ea 158,700
V04-214-844	30208M-1232	Clear ⑦	Marking Spot	100ea 169,600
V04-214-846	30208-1232A	Amber ⑧	-	100ea 163,700

- 유리 바이알안에 100 ul Glass Insert 내장
- Insert의 이동이 없어 Needle의 파손이나 Misguidance를 방지

Glass Limited Volume Insert

Cat. No.	Model	용량	규격	PK Price ₩	CS Price ₩
V04-214-848	4005BS-425	50 ul	Bottom Spring ⑨	100ea 90,600	-
V04-214-860	401-531	100 ul	No Spring ⑩	100ea 70,700	-
V04-214-856	401BS-530		Bottom Spring ⑪	100ea 69,000	-
V04-214-908	401F-529		Plastic Flange ⑫	100ea 87,300	-
V04-214-910	4015BS-529	150 ul	Bottom Spring	100ea 76,700	-
V04-214-864	4025-531	250 ul	Flat Bottom ⑬	100ea 18,900	10pk 175,800

- Spring재질 : PE (Polyethylene)

Plastic Limited Volume Insert, PP

Cat. No.	Model	용량	규격	PK Price ₩	CS Price ₩
V04-214-868	401P-530	100 ul	No Spring	100ea 11,200	10pk 104,700
V04-214-872	401PBS-530		Bottom Spring	100ea 40,600	10pk 378,800
V04-214-874	4025P-531	250 ul	Flat Bottom	100ea 24,300	10pk 226,500

