

PTFE GL Screw Bottle Pourer GL 스크류 바들 푸어러

Cat. No.	Model	규격	EA Price ₩
B08-450-240	028.030	GL30	96,700
B08-450-244	028.032	GL32	102,100
B08-450-248	028.038	GL38	102,100
B08-450-252	028.045	GL45	102,100

- 재질 : PTFE, Viton, -200 ~ 280°C 내열, 내화학성, Autoclavable
- 안전하고 일관된 방식으로 직접 주입 가능
- FDA 승인 제품
- Cowie



GL Screw-type Connection Joint GL 스크류 타입 연결 조인트

- 재질 : PPS or PBT Two Screw-type Cap, PTFE/FPM Gasket
- 시료는 단지 PTFE 면만 접촉됨
- BOLA

PPS Two Screw-type Cap, Black

Cat. No.	Model	규격	EA Price ₩
B08-460-701	H900-01	GL14	84,700
B08-460-705	H900-02	GL18	64,600
B08-460-709	H900-03	GL25	94,300
B08-460-713	H900-04	GL32	141,300
B08-460-717	H900-05	GL45	175,500

PBT Two Screw-type Cap, Red


Cat. No.	Model	규격	EA Price ₩
B08-985-733	H901-01	GL14	52,300
B08-985-737	H901-02	GL18	52,700
B08-985-741	H901-03	GL25	80,600
B08-985-745	H901-04	GL32	86,700
B08-985-749	H901-05	GL45	118,300



GL45 Screw Cap with Hose Connection GL45 호스 연결용 스크류 캡

Cat. No.	Model	연결포트	사용 Tubing id	Bore	EA Price ₩
B08-985-429	D800-24	2	6 ~ 9 mm	6 mm	84,500
B08-985-433	D800-36	3			112,200
B08-985-437	D800-48	2	9 ~ 10 mm	7 mm	85,800

- 재질 : PP, -10 ~ 135°C 내열, Autoclavable
- Hose Connector : Bent (Upper), Straight (Lower)
- BOLA



D800-24



D800-36

GL45 Screw Cap with Hose Connection GL45 스크류 피팅용 스크류 캡

- 재질 : PP, -10 ~ 135°C 내열, Autoclavable
- 사용 온도 : Max. 110°C • Bore : 8.5 mm
- GL14 Screw Thread 를 가지고 있는 Screw Cap
- BOLA

PP Screw Cap

Cat. No.	Model	Screw Fitting	GL Thread 재질	EA Price ₩
B08-985-441	D612-08	2×GL14	PP	161,700
B08-985-445	D613-08	3×GL14		181,400
B08-985-451	D614-08	2×GL14	PFA	179,400
B08-985-455	D615-08	3×GL14	PTFE	259,600

PPS EX Screw Cap

Cat. No.	Model	Neck	for Tubing od	EA Price ₩
B08-460-211	D864-08	2×GL14	2 × 8 mm	231,900
B08-460-214	D865-08	3×GL14	3 × 8 mm	309,400

- PTFE EX GL Thread



D612-08



D614-08



D615-08



D865-08