

2 ml Wide Opening Screw-top Vial, 10-425 Thread 2 ml 광구 스크류 바이알, 10-425 캡용

- Step Vial : 바이알 입구 상단에 Limited Volume Insert가 정확하게 바이알 중앙에 거취될 수 있도록 홈이 있음
- 표준형보다 40% 큰 Large Opening
- Size : Ø12×h32 mm, Neck od10 mm (id 6 mm)
- Silanized Vial : 비활성 처리 (Deactivated Treatment)된 바이알
- 재질 - Clear Glass : USP Type 1 Borosilicate Glass 3.3
- Amber Glass : USP Type 1 Borosilicate Glass 5.1
- JGF (J. G. Finneran) / Certified (품질 보증서 포함)

2 ml Glass Vial, 10-425 Screw-top

Cat. No.	Model	색상	규격	PK Price ₩		CS Price ₩	
V01-214-104	32010-1232	Clear	기본형	100ea	28,600	10pk	267,300
V01-214-112	32010E-1232		눈금 & Marking Spot	100ea	32,600	10pk	304,600
V01-214-120	32010-1232Z		Silanized	100ea	84,800	10pk	792,000
V01-214-124	32010-1232A	Amber	기본형	100ea	29,500	10pk	275,300
V01-214-132	32010E-1232A		눈금 & Marking Spot	100ea	34,800	10pk	325,100
V01-214-138	32010-1232AZ		Silanized	100ea	85,800	10pk	801,700



Plastic Limited Volume Vial


Cat. No.	Model	용량	재질	PK Price ₩		CS Price ₩	
V04-214-050	30510CP-1232	500 ul	Clear PP ①	100ea	34,000	10pk	317,200
V04-214-052	30510T-1232		TPX (투명)	100ea	43,900	10pk	410,000
V04-214-058	30710CP-1232	750 ul	Clear PP ②	100ea	34,000	10pk	317,200
V04-214-060	30710T-1232		TPX (투명)	100ea	43,900	10pk	410,000



300 ul Glass LVI Vial / Interlocked Vial & Insert

Cat. No.	Model	색상	규격	PK Price ₩
V04-214-876	30210-1232	Clear ③	-	100ea 158,700
V04-214-880	30210M-1232	Clear ④	Marking Spot	100ea 169,600
V04-214-882	30210-1232A	Amber	-	100ea 163,700


- 유리 바이알안에 300 ul Glass Insert 내장
- Insert의 이동이 없어 Needle의 파손이나 Misguidance를 방지



Glass Limited Volume Insert

Cat. No.	Model	용량	규격	PK Price ₩
V04-214-804	4005BS-625	50 ul	Bottom Spring	100ea 89,800
V04-214-808	401TS-529	100 ul	Top Spring ⑤	100ea 145,100
V04-214-812	4025-629	250 ul	No Spring ⑥	100ea 104,700
V04-214-816	4025BS-629		Bottom Spring ⑦	100ea 112,500
V04-214-884	4025GF-631		Glass Flange (Step) ⑧	100ea 107,000
V04-214-820	4035-630	350 ul	Flat Bottom ⑨	100ea 18,900

- Spring 재질 : PE (Polyethylene)



Plastic Limited Volume Insert, PP

Cat. No.	Model	용량	규격	PK Price ₩		CS Price ₩	
V04-214-828	401PTS-530	100 ul	Top Spring	100ea	44,300	10pk	413,700
V04-214-832	4025PBS-631	250 ul	Bottom Spring	100ea	29,600	10pk	276,700
V04-214-836	4025P-631		No Spring	100ea	15,400	10pk	143,300
V04-214-838	4035P-630	350 ul	Flat Bottom	100ea	16,100	-	-

- 재질 : PP (Polypropylene)

