

2 ml Standard Opening 11 mm Crimp-top Vial 2 ml 크림프-탑 바이알, 11 mm Crimp-Top

- Autosampler에 사용 가능
- Size : Ø12×h32 mm, Neck od11 mm (id 4 mm)
- Silanized Vial : 비활성 처리 (Deactivated Treatment)된 바이알
- 11 mm Aluminum Seal과 Snap Top Cap 모두 사용 가능
- 재질 - Clear Glass : USP Type 1 Borosilicate Glass 3.3
- Amber Glass : USP Type 1 Borosilicate Glass 5.1
- JGF (J. G. Finneran) / Certified (품질 보증서 포함)

2 ml Glass Vial, 11 mm Crimp-top

Cat. No.	Model	색상	규격	PK Price ₩	CS Price ₩
V01-214-140	32011-1232	Clear	기본형	100ea 26,100	10pk 243,900
V01-214-148	32011E-1232		눈금 & Marking Spot	100ea 31,200	10pk 291,300
V01-214-156	32011-1232Z		Silanized	100ea 82,100	10pk 767,000
V01-214-200	32011-1232A	Amber	기본형	100ea 27,800	10pk 259,300
V01-214-208	32011E-1232A		눈금 & Marking Spot	100ea 33,300	10pk 310,800
V01-214-214	32011-1232AZ		Silanized	100ea 83,800	10pk 783,000



100 ul Glass LVI Vial / Interlocked Vial & Insert

Cat. No.	Model	색상	규격	PK Price ₩
V01-214-216	30211-1232	Clear ①	-	100ea 158,700
V01-214-220	30211M-1232	Clear	Marking Spot	100ea 169,600
V01-214-224	30211-1232A	Amber	-	100ea 163,700

- 유리 바이알안에 300 ul Glass Insert 내장
- Insert의 이동이 없어 Needle의 파손이나 Misguidance를 방지



Glass Limited Volume Insert

Cat. No.	Model	용량	규격	PK Price ₩	CS Price ₩
V04-214-848	4005BS-425	50 ul	Bottom Spring ②	100ea 90,600	-
V04-214-860	401-531	100 ul	No Spring ③	100ea 70,700	-
V04-214-856	401BS-530		Bottom Spring ④	100ea 69,000	-
V04-214-908	401F-529		Plastic Flange	100ea 87,300	-
V04-214-910	4015BS-529	150 ul	Bottom Spring	100ea 76,700	-
V04-214-864	4025-531	250 ul	Flat Bottom ⑤	100ea 18,900	10pk 175,800

- Spring재질 : PE (Polyethylene)

Plastic Limited Volume Insert, PP

Cat. No.	Model	용량	규격	PK Price ₩	CS Price ₩
V04-214-868	401P-530	100 ul	No Spring	100ea 11,200	10pk 104,700
V04-214-872	401PBS-530		Bottom Spring	100ea 40,600	10pk 378,800
V04-214-888	401CPBS-530		Bottom Spring (Clear)	100ea 40,600	10pk 378,800
V04-214-874	4025P-531	250 ul	Flat Bottom	100ea 24,300	10pk 226,500

- 재질 : PP (Polypropylene)

Large Opening Vial, 11mm Crimp Finish

Cat. No.	Model	색상	Capacity	Size	PK Price ₩	CS Price ₩
V04-214-780	31111L-1232	Clear	1.1ml	12×32 mm	100ea 166,200	10pk 1,553,100
V04-214-785	32511L-1240		2.5ml	12×40 mm	100ea 40,040	10pk 373,340

- Type I Borosilicate, 1st hydrolytic class clear glass
- 31111L-1232는 Tapered Bottom 형태

