



Vial
2ml Wide Opening 11 mm Crimp-Top

2 ml Wide Opening 11 mm Crimp-Top Vial 2 ml 광구 크림프-탑 바이알, 11 mm Crimp-Top

- Step Vial Design으로 Autosampler에 사용 가능
- Size : Ø12×h32 mm, Neck od11 mm (id 6 mm)
- 표준형보다 40% 큰 Large Opening
- Silanized Vial : 비활성 처리 (Deactivated Treatment)된 바이알
- 11 mm Aluminum Seal과 같이 사용
- 재질 - Clear Glass : USP Type 1 Borosilicate Glass 3.3
- Amber Glass : USP Type 1 Borosilicate Glass 5.1
- JGF (J. G. Finneran) / Certified (품질 보증서 포함)



2 ml Glass Vial, 11 mm Crimp-Top 용


Cat. No.	Model	색상	규격	PK Price ₩	CS Price ₩
V01-214-228	32011L-1232	Clear	기본형	100ea 25,900	10pk 241,900
V01-214-236	32011LE-1232		눈금 & Marking Spot	100ea 31,200	10pk 291,300
V01-214-244	32011L-1232Z		Silanized	100ea 81,700	10pk 763,400
V01-214-248	32011L-1232A	Amber	기본형	100ea 27,500	10pk 256,900
V01-214-256	3211LE-1232A		눈금 & Marking Spot	100ea 33,300	10pk 310,800
V01-214-262	3211L-1232AZ		Silanized	100ea 83,800	10pk 783,000



300 ul Glass LVI Vial / Interlocked Vial & Insert

Cat. No.	Model	색상	규격	PK Price ₩
V01-214-272	30211L-1232	Clear ③	-	100ea 158,700
V01-214-276	30211LM-1232	Clear	Marking Spot	100ea 169,600
V01-214-280	30211L-1232A	Amber	-	100ea 162,400


- 유리 바이알 안에 300 ul Glass Insert 내장
- Insert의 이동이 없어 Needle의 파손이나 Misguidance를 방지



Glass Limited Volume Insert

Cat. No.	Model	용량	규격	PK Price ₩
V04-214-804	4005BS-625	50 ul	Bottom Spring	100ea 89,800
V04-214-808	401TS-529	100 ul	Top Spring ④	100ea 145,100
V04-214-812	4025-629	250 ul	No Spring ⑤	100ea 104,700
V04-214-816	4025BS-629		Bottom Spring ⑥	100ea 112,500
V04-214-884	4025GF-631		Glass Flange (Step) ⑦	100ea 107,000
V04-214-820	4035-630	350 ul	Flat Bottom ⑧	100ea 18,900

- Spring 재질 : PE (Polyethylene)



Plastic Limited Volume Insert, PP

Cat. No.	Model	용량	규격	PK Price ₩	CS Price ₩
V04-214-828	401PTS-530	100 ul	Top Spring	100ea 44,300	10pk 413,700
V04-214-832	4025PBS-631	250 ul	Bottom Spring ⑨	100ea 29,600	10pk 276,700
V04-214-836	4025P-631		No Spring	100ea 15,400	10pk 143,300
V04-214-838	4035P-630	350 ul	Flat Bottom	100ea 16,100	

- 재질 : PP (Polypropylene)

