

## 2 ml Wide Opening Snap Ring & 11 mm Crimp-top Vial 2 ml 광구 스냅 캡 과 크림프-탑 검용 바이알

- Step Vial Design으로 Autosampler에 사용 가능
- Size :  $\varnothing 12 \times h32$  mm, Neck od11 mm (id 6 mm)
- 표준형보다 40% 큰 Large Opening
- Silanized Vial : 비활성 처리 (Deactivated Treatment)
- 11 mm Aluminum Seal과 Snap Top Cap 모두 사용 가능
- 재질 - Clear Glass : USP Type 1 Borosilicate Glass 3.3  
- Amber Glass : USP Type 1 Borosilicate Glass 5.1
- JGF (J. G. Finneran) / Certified (품질 보증서 포함)

### 2 ml Glass Vials with 11 mm Crimp-Top & Snap Ring 용

Cat. No.	Model	색상	규격	PK Price ₩		CS Price ₩	
V01-214-284	32011S-1232	Clear	기본형	100ea	25,800	10pk	241,200
V01-214-292	32011SE-1232		눈금 & Marking Spot	100ea	31,200	10pk	291,300
V01-214-296	32011S-1232Z		Silanized	100ea	78,210	10pk	730,290
V01-214-300	32011S-1232A	Amber	기본형	100ea	27,800	10pk	259,300
V01-214-308	3211SE-1232A		눈금 & Marking Spot	100ea	33,300	10pk	310,800
V01-214-309	3211S-1232AZ		Silanized	100ea	79,750	10pk	744,810

### Plastic Limited Volume Vial

Cat. No.	Model	용량	재질	PK Price ₩		CS Price ₩	
V04-214-064	30111P-1232	100 ul	PP	100ea	31,000	10pk	289,400
V04-214-068	30111T-1232		TPX (투명) ①	100ea	43,900	10pk	410,000
V04-214-072	30511P-1232	500 ul	PP	100ea	27,200	10pk	254,000
V04-214-076	30511P-1232A		PP, Amber (갈색)	100ea	32,000	10pk	299,000
V04-214-080	30511T-1232	750 ul	TPX (투명) ②	100ea	43,900	10pk	410,000
V04-214-084	30711P-1232		PP	100ea	27,300	10pk	254,300
V04-214-088	30711T-1232		TPX (투명)	100ea	41,400	10pk	386,100

### Glass Insert / Plastic Outside Limited Volume Vial

Cat. No.	Model	용량	Outside	PK Price ₩
V04-214-092	30111G-1232	100 ul	Clear Plastic	100ea 127,500
V04-214-096	30111G-1232A		Amber Plastic	100ea 132,900
V04-214-100	30611G-1232	600 ul	Clear Plastic ③	100ea 113,000

### 300 ul Glass LVI Vial / Interlocked Vial & Insert

Cat. No.	Model	색상	규격	PK Price ₩
V01-214-312	30211S-1232	Clear ④	-	100ea 158,400
V01-214-316	30211SM-1232	Clear	Marking Spot	100ea 169,600
V01-214-320	30211S-1232A	Amber	-	100ea 163,700
V01-214-322	3021SM-1232A	Amber	Marking Spot	100ea 174,100

- 유리 바이알안에 300 ul Glass Insert 내장
- Insert의 이동이 없어 Needle의 파손이나 Misguidance를 방지

### Glass Limited Volume Insert, PE Spring

Cat. No.	Model	용량	규격	PK Price ₩
V04-214-804	4005BS-625	50 ul	Bottom Spring	100ea 89,800
V04-214-808	401TS-529	100 ul	Top Spring ⑤	100ea 145,100
V04-214-812	4025-629	250 ul	No Spring ⑥	100ea 104,700
V04-214-816	4025BS-629		Bottom Spring ⑦	100ea 112,500
V04-214-884	4025GF-631		Glass Flange (Step) ⑧	100ea 107,000
V04-214-820	4035-630	350 ul	Flat Bottom ⑨	100ea 18,900

### Plastic Limited Volume Insert, PP

Cat. No.	Model	용량	규격	PK Price ₩	CS Price ₩
V04-214-828	401PTS-530	100 ul	Top Spring	100ea 44,300	10pk 413,700
V04-214-832	4025PBS-631	250 ul	Bottom Spring ⑩	100ea 29,600	10pk 276,700
V04-214-836	4025P-631		No Spring	100ea 15,400	10pk 143,300
V04-214-838	4035P-630	350 ul	Flat Bottom	100ea 16,100	-

