

2 ml Wide Opening Snap Seal, 11 mm Crimp-top Vial (Step) 2 ml 광구 스냅 바이알, 크림프-탑 검용, 11mm Crimp-top

- Step Vial Design으로 Autosampler에 사용 가능
- Vial's Unique Design Provide for a Secure Seal with Any Thickness Septa
- 대부분의 Autosampler에 사용 가능
- Size : Ø12×h32 mm, Neck od11 mm (id 6 mm)
- 표준형보다 40% 큰 Large Opening
- Silanized Vial : 비활성 처리 (Deactivated Treatment)
- 11 mm Aluminum Seal과 및 Snap Top Cap 모두 사용 가능
- 재질 - Clear Glass : USP Type 1 Borosilicate Glass 3.3
- Amber Glass : USP Type 1 Borosilicate Glass 5.1
- 품질 보증서 포함 (Certified)
- JGF (J. G. Finneran) / Certified (품질 보증서 포함)



2 ml Glass Vial, Snap Seal 용

Cat. No.	Model	색상	규격	PK Price ₩		CS Price ₩	
V01-214-324	31811-1232	Clear	기본형	100ea	25,700	10pk	239,900
V01-214-332	31811E-1232		눈금 & Marking Spot	100ea	31,600	10pk	294,800
V01-214-336	31811RB-1232		Round Bottom	100ea	60,100	10pk	561,600
V01-214-340	31811-1232Z		Silanized	100ea	79,530	10pk	743,270
V01-214-344	31811-1232A	Amber	기본형	100ea	28,000	10pk	261,600
V01-214-352	31811E-1232A		눈금 & Marking Spot	100ea	33,600	10pk	313,600
V01-214-357	31811-1232AZ		Silanized	100ea	81,290	10pk	759,770

1.5 ml Plastic Limited Volume Vial

Cat. No.	Model	재질	PK Price ₩
V04-214-104	31511P-1232	PP (Polypropylene)	100ea 34,500

300 ul Glass LVI Vial / Interlocked Vial & Insert ③

Cat. No.	Model	색상	규격	PK Price ₩
V01-214-368	30211SS-1232	Clear	-	100ea 158,700
V01-214-372	3211SSM-1232		Marking Spot	100ea 169,600
V01-214-376	30211SS-1232A	Amber	-	100ea 163,700

- 유리 바이알안에 300ul Glass Insert 내장
- Insert의 이동이 없어 Needle의 파손이나 Misguidance를 방지

Glass Limited Volume Insert, PE Spring

Cat. No.	Model	용량	규격	PK Price ₩
V04-214-804	4005BS-625	50 ul	Bottom Spring	100ea 89,800
V04-214-808	401TS-529	100 ul	Top Spring ④	100ea 145,100
V04-214-812	4025-629	250 ul	No Spring ⑤	100ea 104,700
V04-214-816	4025BS-629		Bottom Spring ⑥	100ea 112,500
V04-214-884	4025GF-631		Glass Flange (Step) ⑦	100ea 107,000
V04-214-820	4035-630	350 ul	Flat Bottom ⑧	100ea 18,900

Plastic Limited Volume Insert, PP

Cat. No.	Model	용량	규격	PK Price ₩	CS Price ₩
V04-214-828	401PTS-530	100 ul	Top Spring	100ea 44,300	10pk 413,700
V04-214-832	4025PBS-631	250 ul	Bottom Spring ⑨	100ea 29,600	10pk 276,700
V04-214-834	425PBS-631BK		Bottom Spring	100ea 30,300	10pk 282,400
V04-214-836	4025P-631	350 ul	No Spring	100ea 15,400	10pk 143,300
V04-214-838	4035P-630		Flat Bottom	100ea 16,100	-

