

## 4 ml Screw-top Vial, 13-425 Thread 4 ml 스크류 캡 바이알, 13-425 캡용

- Waters WISP 48 position, 717, Breeze와 Shimadzu Autosampler에 적합
- Step Vial Design으로 Limited Volume Insert를 정확하게 Center에 위치 시킴
- Size : Ø15×h45 mm, 13-425 Thread 캡과 선택용
- Silanized Vial : 비활성 처리 (Deactivated Treatment)
- 재질 - Clear Glass : USP Type 1 Borosilicate Glass 3.3  
- Amber Glass : USP Type 1 Borosilicate Glass 5.1
- JGF (J. G. Finneran) / Certified (품질 보증서 포함)

### 4 ml Glass Vial, 13-425 mm Screw Cap용

Cat. No.	Model	색상	규격	PK Price ₩		CS Price ₩	
V01-214-380	34013-1545	Clear	기본형	100ea	28,800	10pk	268,900
V01-214-388	34013E-1545		눈금 & Marking Spot	100ea	34,100	10pk	318,000
V01-214-392	34013-1545Z		Silanized	100ea	91,800	10pk	857,200
V01-214-396	34013-1545A	Amber	기본형	100ea	33,500	10pk	312,400
V01-214-404	34013E-1545A		눈금 & Marking Spot	100ea	38,700	10pk	361,100
V01-214-406	34013-1545AZ		Silanized	100ea	95,900	10pk	895,800

### 3.1 ml Glass High Recovery Vial ①

Cat. No.	Model	색상	규격	PK Price ₩
V01-214-408	33113-1545	Clear	Conical Bottom	100ea 286,900

### Plastic Limited Volume Vial ④

Cat. No.	Model	용량	재질	PK Price ₩	CS Price ₩
V04-214-116	32513P-1545	2.5 ml	PP	100ea 52,700	10pk 491,700

### Glass limited Volume Insert

Cat. No.	Model	용량	재질	PK Price ₩	CS Price ₩
V04-214-920	403BS-638X	300ul	6×38mm, Bottom Spring ⑥	100ea 81,700	-
V04-214-924	403TS-638		6×39mm, Top Spring ⑦	100ea 100,800	-
V04-214-928	403-638X		6×38mm, Metal Spring이 필요함	100ea 85,600	-
V04-214-940	405-843	500ul	8×43mm, Flat Bottom	100ea 20,900	10pk 195,200

- 403BS-638X와 403TS-638 Insert의 Spring은 PE재질이며, Self-centering기능을 가지고 있음

### Plastic Limited Volume Insert, PP

Cat. No.	Model	용량	재질	PK Price ₩	CS Price ₩
V04-214-948	403P-638	300 ul	6×38 mm, No Springe ⑨	100ea 10,500	10pk 99,500
V04-214-952	403PBS-638		6×38 mm, Bottom Springe ⑩	100ea 28,700	10pk 272,800

- 재질 : PP (Polypropylene)

