

Versa Vial 베르사 바이알, 2 ml

Cat. No.	Model	색상	규격	PK Price ₩	CS Price ₩
V01-214-983	32012-1232	Clear	기본형	100ea 26,500	10pk 247,100
V01-214-987	32012M-1232		Marking Spot	100ea 31,600	10pk 295,200
V01-214-991	32012-1232A	Amber	기본형	100ea 28,300	10pk 263,900
V01-214-995	32012M-1232A		Marking Spot	100ea 33,700	10pk 314,700

- 샘플 보관의 완벽한 실링
- Size : Ø12×h32 mm, Neck od 9 mm
- Glass Shell Vial의 대체용
- JGF (J. G. Finneran) / Certified (품질 보증서 포함)



Versa Vial Plug 베르사 바이알 플러그

Cat. No.	Model	Septa 재질	PK Price ₩	CS Price ₩
V04-214-P03	5003-12G	PE Plug with Conical Star Burst	100ea 13,800	10pk 128,200
V04-214-P07	5004-12	Chlorobutyl / Silicon	100ea 25,800	10pk 241,100
V04-214-P11	5005-12	White PTFE / Silicon	100ea 40,800	10pk 380,700
V04-214-P14	5070-12	PTFE / Silicon with Slit	100ea 43,700	10pk 408,200

- JGF (J. G. Finneran) / Certified (품질 보증서 포함)



Screw-top Vial, 9mm Thread for PFAS Analysis, RAM® PFAS 분석용 광구 스크류 바이알, 9 mm 캡용

- PFAS (과불화화합물) Testing용 Vial, Cap과 Septa
- 거의 모든 Autosampler와 같이 사용 가능
- 라이너로서 PTFE를 사용할 수 없을 때 알맞음
- 일반적인 Autosample Vial로 사용 가능
- 시료의 샘플링, 저장 및 이송에 적합
- RAM® Vial Size : Ø12×h32 mm, 9 mm Thread
- JGF (J. G. Finneran)

Polypropylene Vial Only

Cat. No.	Model	용량	색상	PK Price ₩	CS Price ₩
V04-214-012	30109P-1232	100 ul	Translucent	100ea 31,500	10pk 294,000
V04-214-699	30509P-1232	500 ul		100ea -	10pk 321,300
V04-214-700	30709P-1232	750 ul		100ea 33,300	10pk 310,800
V04-214-004	31509P-1232	1.5 ml		100ea 36,800	10pk 344,000
V04-214-710	31709P-1232	1.7 ml		100ea 53,300	10pk 497,600

Screw Thread Closure

Cat. No.	Model	색상	규격	PK Price ₩	CS Price ₩
V04-214-720	5330-09	Clear	Molded 10mil Septa	100ea 12,600	10pk 117,600
V04-214-723	5390-09SFRB	Blue	Polyamide / Silicon	100ea 38,400	10pk 358,400

- 5330-09 : PP 재질, 10 mile Molded Septa, Single Injection
- 5390-09SFRB : Max. 130°C, 1 mm Thick, Multi Injection

