

## Clean Vial / VOA Vial 크린 바이알, 보증서 포함

- EPA Recommended Wash Procedure에 따라 세정된 바이알
  - ① 화학성분이 아닌, 환경 친화적인 방법을 사용하여 세척
  - ② ASTM Type I De-ionized Water로 헹굼
  - ③ 오븐에서 건조하여 Clean room 상태에서 조립
  - ④ 각 케이스 외관에 Lot no. 부착
  - ⑤ 각 케이스 안에 Certificate of Analysis 첨부
  - ⑥ 정확한 결과 도출 및 용기의 청결도 보증이 필요한 경우 사용
- JGF (J. G. Finneran) / Certified (품질 보증서 포함)

### Clean Vial, 투명 크린 바이알

#### Solid White Cap with PTFE Disc, 24-400

Cat. No.	Model	용량	Size (Ø × h)	PK Price ₩
V05-214-921	9-121-3	20 ml	27 × 57 mm	72ea 117,700
V05-214-923	9-120-3	40 ml	27 × 95 mm	72ea 115,700
V05-214-925	9-129-3	60 ml	27 × 140 mm	72ea 147,700

#### Solid White Cap with 0.100" PTFE/Silicon Septa, 24-400

Cat. No.	Model	용량	Size (Ø × h)	PK Price ₩
V05-214-901	9-084-3	20 ml	27 × 57 mm	72ea 151,000

#### Open Top White Cap with 0.125" PTFE/Silicon Septa, 24-414

Cat. No.	Model	용량	Size (Ø × h)	PK Price ₩
V05-214-909	9-106-3	20 ml	27 × 57 mm	72ea 155,300
V05-214-905	9-102-3	40 ml	27 × 95 mm	72ea 150,600
V05-214-907	9-112-3	60 ml	27 × 140 mm	72ea 187,700

### Amber Clean Vial, 갈색 크린 바이알

#### Solid White Cap with PTFE Disc, 24-400

Cat. No.	Model	용량	Size (Ø × h)	PK Price ₩
V05-214-931	9A-121-3	20 ml	27 × 57 mm	72ea 129,900
V05-214-933	9A-120-3	40 ml	27 × 95 mm	72ea 135,900
V05-214-935	9A-129-3	60 ml	27 × 140 mm	72ea 177,000

#### Solid White Cap with 0.100" PTFE/Silicon Septa, 24-400

Cat. No.	Model	용량	Size (Ø × h)	PK Price ₩
V05-214-911	9A-084-3	20 ml	27 × 57 mm	72ea 173,700

#### Open Top White Cap with 0.125" PTFE/Silicon Septa, 24-414

Cat. No.	Model	용량	Size (Ø × h)	PK Price ₩
V05-214-919	9A-106-3	20 ml	27 × 57 mm	72ea 190,100
V05-214-915	9A-102-3	40 ml	27 × 95 mm	72ea 154,200
V05-214-917	9A-112-3	60 ml	27 × 140 mm	72ea 194,800



## Clean Vial / TOC Vial TOC 바이알, Total Organic Carbon, 보증서 포함

Cat. No.	Model	용량	Size (Ø × h)	PK Price ₩
V05-134-980	GLC-06161	40 ml	27.75 × 95 mm	80ea 911,800

- 40 ml < 10 ppb Glass TOC Vial
- Pharmaceutical & Biotechnology Application용, USP Method 643
- TOC Calibration, Validation & System Suitability
- GMP 규격에 따른 Traceability : Document 제공
- White PP Hole Cap & PTFE / Silicon Septa with Opaque HDPE Dust Cover
- Qorpak

