

Clear Sample Vial Package 투명 샘플 바이알, 바이알과 캡 분리 포장형

- 재질 : Type I Borosilicate Glass 3.3
- 바이알 캡이 분리 청결 포장된 고품질 바이알
- 범용 Sampling 및 저장용 • JGF (J. G. Finneran)

with Teflon Lined Green Cap

Cat. No.	Model	용량	Size (Ø×h)	Neck	PK Price ₩	
V06-214-552	TF-0002	2 ml	12×35 mm	8-425	100ea	112,500
V06-214-556	TF-0004	4 ml	15×45 mm	13-425	100ea	87,300
V06-214-560	TF-0008	8 ml	17×60 mm	15-425	100ea	138,900
V06-214-564	TF-0012	12 ml	19×65 mm		100ea	143,500
V06-214-568	TF-0016	16 ml	21×70 mm	18-400	100ea	172,000
V06-214-572	TF-0024	24 ml	23×85 mm	20-400	100ea	215,100
V06-214-576	TF-0020	20 ml	28×56 mm	24-400	100ea	246,400
V06-214-578	TF-0030	30 ml	28×72 mm		100ea	245,300
V06-214-584	TF-0040	40 ml	28×95 mm		100ea	244,200
V06-214-588	TF-0060	60 ml	27.75×140 mm		100ea	273,700

- 유기 화합물과 같이 사용하기에 적합

with Rubber Lined Black Cap

Cat. No.	Model	용량	Size (Ø×h)	Neck	PK Price ₩	
V06-214-750	WR-10002	2 ml	12×35 mm	8-425	100ea	100,900
V06-214-754	WR-10004	4 ml	15×45 mm	13-425	100ea	104,000
V06-214-758	WR-10008	8 ml	17×60 mm	15-425	100ea	153,000
V06-214-762	WR-10012	12 ml	19×65 mm		100ea	157,600
V06-214-766	WR-10016	16 ml	21×70 mm	18-400	100ea	180,600
V06-214-770	WR-10020	20 ml	28×56 mm	24-400	100ea	230,100
V06-214-772	WR-10030	30 ml	28×72 mm		100ea	229,000
V06-214-774	WR-10040	40 ml	28×95 mm		100ea	228,000
V06-214-778	WR-10060	60 ml	27.75×140 mm		100ea	257,500

- FDA 승인 된 라이너로 식품 및 제약용으로 사용하기에 알맞음

- Autoclavable



Amber Sample Vial Package 갈색 샘플 바이알, 바이알과 캡 분리 포장형

- 재질 : Type I Borosilicate Glass 3.3 & 5.1
- 바이알 캡이 분리 청결 포장된 고품질 바이알
- 광원에 민감한 제품의 Sampling 및 저장용
- JGF (J. G. Finneran)

with Teflon Lined Green Cap

Cat. No.	Model	용량	Size (Ø×h)	Neck	PK Price ₩	
V06-214-852	TF-20002	2 ml	12×35 mm	8-425	100ea	108,100
V06-214-856	TF-20004	4 ml	15×45 mm	13-425	100ea	92,000
V06-214-860	TF-20008	8 ml	17×60 mm	15-425	100ea	149,800
V06-214-864	TF-20012	12 ml	19×65 mm		100ea	152,000
V06-214-868	TF-20016	16 ml	21×70 mm	18-400	100ea	175,500
V06-214-872	TF-20020	20 ml	28×56 mm	24-400	100ea	219,900
V06-214-876	TF-20040	40 ml	28×95 mm		100ea	279,600
V06-214-878	TF-20060	60 ml	27×140 mm		100ea	323,400

- 유기 화합물과 같이 사용하기에 알맞음

with Rubber Lined Black Cap

Cat. No.	Model	용량	Size (Ø×h)	Neck	PK Price ₩	
V06-214-952	WR-30002	2 ml	12×35 mm	8-425	100ea	105,400
V06-214-956	WR-30004	4 ml	15×45 mm	13-425	100ea	108,700
V06-214-960	WR-30008	8 ml	17×60 mm	15-425	100ea	163,900
V06-214-964	WR-30012	12 ml	19×65 mm		100ea	166,000
V06-214-968	WR-30016	16 ml	21×70 mm	18-400	100ea	184,100
V06-214-972	WR-30020	20 ml	28×56 mm	24-400	100ea	251,100
V06-214-976	WR-30040	40 ml	28×95 mm		100ea	263,400
V06-214-977	WR-30060	60 ml	27×140 mm		100ea	307,100

- FAD 승인 된 라이너로 식품 및 제약용으로 사용하기에 적합

- Autoclavable

