

GLS80 Wide Mouth Laboratory Bottle, Kimble® GLS80 광구 랩 바틀

- Kimax® Borosilicate Glass 3.3, USP Type I, ASTM E438, Type I, Class A
- 실험실이나 산업공정중 High Value Sample의 저장이나 이송용
- GL80의 광구 타입으로 Powder, Viscous Liquid 또는 Slurry을 Filling 및 Dispensing 하기 쉬움
- GL80 PP Screw Cap & Pouring Ring 포함 (140°C 내열)
- GL80 Wide Mouth Size : od 80mm, id 65mm
- Ceramic Ink Graduation & Marking Patch
- Autoclavable (멸균시 마개를 타이트 하게 막지 말아야 함)
- DWK Lifescience / Kimble®

GLS80 광구 투명 랩 바틀

Cat. No.	Model	용량	Size (Ø × h)	EA Price ₩
B08-137-601	14393-0250	250 ml	95 × 105 mm	20,500
B08-137-603	14393-0500	500 ml	101 × 152 mm	22,900
B08-137-605	14393-1000	1 L	101 × 222 mm	27,100
B08-137-607	14393-2000	2 L	136 × 252 mm	58,100
B08-137-609	14393-5000	5 L	182 × 314 mm	264,600
B08-137-611	14393-10L	10 L	227 × 389 mm	457,800
B08-137-613	14393-20L	20 L	288 × 484 mm	991,000

GLS80 광구 갈색 랩 바틀

Cat. No.	Model	용량	Size (Ø × h)	EA Price ₩
B08-137-621	14394-0250	250 ml	95 × 105 mm	86,600
B08-137-623	14394-0500	500 ml	101 × 152 mm	94,900
B08-137-625	14394-1000	1 L	101 × 222 mm	115,700
B08-137-627	14394-2000	2 L	136 × 252 mm	167,200
B08-137-629	14394-5000	5 L	182 × 314 mm	482,000
B08-137-631	14394-10L	10 L	227 × 389 mm	743,000
B08-137-633	14394-20L	20 L	288 × 484 mm	1,537,500

- UV Light Protection up to 500nm

GLS80 안전코팅 광구 병, KimCote®

Cat. No.	Model	용량	Size (Ø × h)	EA Price ₩
B08-137-651	14390-0250	250 ml	95 × 105 mm	51,600
B08-137-653	14390-0500	500 ml	101 × 152 mm	53,100
B08-137-655	14390-1000	1 L	101 × 222 mm	66,600
B08-137-657	14390-2000	2 L	136 × 252 mm	109,600
B08-137-659	14390-5000	5 L	182 × 314 mm	458,100

- 안전 코팅이 되어있어 유리가 깨질경우 유해 화학물질의 누출을 방지하여 사용자의 위험을 줄여줌

GL80 Wide Mouth Square Laboratory Bottle, Simax® GL80 광구 사각 랩 바틀



- Simax® Borosilicate Glass 3.3, USP Type I, ASTM E438, Type I, Class A
- 실험실에서 일반적으로 사용되는 고품질 랩 바틀
- Complies with ISO4796-1
- GL80 PP Screw Cap & Pouring Ring 포함
- with Retrace Code, Printed on the Bottle
- KAVALIERGLASS

GL80 광구 투명 사각 랩 바틀

Cat. No.	Model	용량	Size (Ø × h)	EA Price ₩	PK Price ₩
B08-985-181	2080M/500	500 ml	94 × 141 mm	15,500	145,000
B08-985-183	2080M/1L	1 L	105 × 187 mm	18,300	170,800
B08-985-185	2080M/2L	2 L	115 × 260 mm	28,100	262,700
B08-985-187	2080M/5L	5 L	160 × 357 mm	263,700	1,478,200

GL80 광구 갈색 사각 랩 바틀

Cat. No.	Model	용량	Size (Ø × h)	EA Price ₩	PK Price ₩
B08-985-271	2080M/H/500	500 ml	94 × 141 mm	65,200	609,400
B08-985-273	2080M/H/1L	1 L	105 × 187 mm	74,300	694,100
B08-985-275	2080M/H/2L	2 L	115 × 260 mm	100,000	934,100
B08-985-276	2080M/H/5L	5 L	160 × 357 mm	450,900	2,528,200



Spare GLS80 Cap & Pour Ring

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
B08-137-671	14393-0010	Cap & Pour Ring Set	6,100

GLS80 Screw Cap with PTFE Sealing Insert

Cat. No.	Model	Type	EA Price ₩
B08-460-145	H998-18	High Chem	83,100

- PTFE Sealing Insert with Elastic Sealing Lip & O-ring
- Highly Aggressive or Pour Chemical의 Storage시 사용



Spare GL80 Cap & Pour Ring

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
B08-985-503	9180002271	PP Screw Cap Blue, Simax® GL80	2,800
B08-985-513	9180002272	PP Pouring Ring Blue, Simax® GL80	1,300