

Amber Sample Vial with Teflon / Rubber Lined Black Cap, Kimble® 갈색 샘플 바이알, 내열 & 내화학 라이너

- Borosilicate Glass 5.1, ASTM E438 Type I
- PTFE-faced white rubber liner가 부착된 Closed-Top Black Phenolic Cap
- 바이알과 캡 모두 Autoclave 가능
- DWK Lifescience / Kimble®


캡 분리 포장형 ①

Cat. No.	Model	용량	Size (Ø×h)	캡 규격	PK Price ₩
V05-137-363	60912B-12	1.8ml	12×35 mm	8-425	200ea 388,700
V05-137-365	60912B-1	4ml	15×45 mm	13-425	200ea 414,500
V05-137-367	60912B-2	8ml	17×60 mm	15-425	200ea 454,200

캡 일체형 ②

Cat. No.	Model	용량	Size (Ø×h)	캡 규격	PK Price ₩
V05-137-721	60911B-12	2ml	12×35 mm	8-425	288ea 792,500
V05-137-724	60911B-1528		15×28 mm	13-425	200ea 483,300
V05-137-325	60911B-1	4ml	15×45 mm	15-425	144ea 401,400
V05-137-730	60911B-1738		17×38 mm		200ea 514,000
V05-137-733	60911B-1940	6ml	19×40 mm	15-425	200ea 490,000
V05-137-329	60911B-2	8ml	17×60 mm	24-400	144ea 423,700
V05-137-739	60911B-5	20ml	28×57 mm		72ea 321,300
V05-137-742	60911B-10	40ml	28×95 mm	72ea 402,400	

- Partitioned Tray에 포장되어짐



Amber Sample Vial with Open Top Cap, Kimble® 갈색 샘플 바이알

Cat. No.	Model	용량	Size (Ø×h)	캡 규격	PK Price ₩
V05-137-747	60911S-5	20ml	28×57 mm	24-400	72ea 334,500
V05-137-753	60911P-10	40ml	28×95 mm		72ea 453,400

- Borosilicate Glass 5.1, ASTM E438 Type I
- 바이알과 캡 모두 Autoclave 가능
- PTFE-faced silicone septa가 부착된 Open-top white polypropylene Cap
- 60911S-5는 0.0055" PTFE-faced septa on 0.06" silicone liner
- 60911P-10은 0.005" PTFE-faced septa on 0.120" silicone liner
- DWK Lifescience / Kimble®



EPA Water Analysis Vial Only, Kimble® EPA Water 분석 바이알, 캡 별도

Cat. No.	Model	색상	용량	Size (Ø×h)	캡 규격	PK Price ₩
V05-137-411	60958A-4	Clear	20ml	28×57 mm	24-400	144ea 214,300
V05-137-421	60960A-4	Amber				144ea 257,100

- Clear Vial : Borosilicate Glass 3.3, ASTM E438 Type I, Class A
- Amber Vial : Borosilicate Glass 5.1, ASTM E438 Type I, Class B
- Water 샘플들의 수집 및 저장 용도 • Autoclavable
- 오염물 분석을 위한 시험 절차 수립 지침 준수 (EPA Methods 601, 602, 603, 604)
- Cap은 별도 구매 (1249 Page 참조) • DWK Lifescience / Kimble®



Reaction Vial, Pressure Relief 반응용 바이알, 압력 배출형, 캡 일체형

Cat. No.	Model	용량	Size (Ø×h)	캡 규격	PK Price ₩
V05-132-100	CG-4912-01	4ml	15×45 mm	13-425	100ea 224,800
V05-132-104	CG-4912-02	8ml	17×60 mm	15-425	100ea 244,100
V05-132-108	CG-4912-05	20ml	28×57 mm	24-414	100ea 263,900
V05-132-112	CG-4912-06	40ml	28×95 mm		100ea 349,900

- Borosilicate Glass 3.3, USP Type I, ASTM E438 Type I, Class A
- 가열 반응 시 사용하기 알맞은 바이알
- Special Red Pressure Relief Open Top Cap과 같이 공급됨
- 바이알 압력이 150 psig를 초과 시에 상단 캡이 압력을 배출하는 방식
- SBS coated white tray에 포장되어있음 • Chemglass

