

Handy Crimper with Grip for Aluminum Seal 알루미늄 씬 크림퍼

Cat. No.	Model	사용 Seal 규격	EA Price ₩
V06-214-904	9306-08SS	8 mm	456,400
V06-214-908	9306-11SS	11 mm	456,400
V06-214-912	9306-13SS	13 mm	456,400
V06-214-916	9306-20SS	20 mm	456,400
V06-214-920	9306-30SS	30 mm	752,800
V06-214-922	9306-32SS	32 mm	752,800

- Stainless Steel로 내구성이 뛰어나며, 반복적인 멸균 가능
- Cushioned Grip으로 작업시 손의 피로를 줄여줌
- Crimping의 세기를 조절 할 수 있으며, 견고하고 일정한 Crimped Seal을 제공
- JGF (J. G. Finneran)



Handy Crimper for Flip Off Seal 플립 오프 알루미늄 씬용 크림퍼

Cat. No.	Model	사용 Seal 규격	EA Price ₩
V06-214-932	9306FO-13	13 mm	502,300
V06-214-936	9306FO-20	20 mm	502,300

- Stainless Steel로 내구성이 뛰어나며, 반복적인 멸균 가능
- Cushioned Grip으로 작업시 손의 피로를 줄여줌
- Crimping의 세기를 조절 할 수 있으며, 견고하고 일정한 Crimped Seal을 제공
- JGF (J. G. Finneran)



Handy Decapper with Grip for Aluminum Seal 알루미늄 씬 디캡퍼

Cat. No.	Model	사용 Seal 규격	EA Price ₩
V06-214-940	9326-08SS	8 mm	400,700
V06-214-944	9326-11SS	11 mm	400,700
V06-214-948	9326-13SS	13 mm	456,400
V06-214-953	9326-20SS	20 mm	456,400
V06-214-957	9326-30SS	30 mm	752,800

- Stainless Steel로 내구성이 뛰어나며, 반복적인 멸균 가능
- Cushioned Grip으로 작업시 손의 피로를 줄여줌
- JGF (J. G. Finneran)



Manual Crimper & Decapper 수동식 크림퍼 & 디캡퍼

- 수동식의 Crimper와 Decapper • 강도 조절 가능
- Bottom-pull handle 디자인
- Body 재질 : Light-weight glass-filled plastic
- Chromres

Crimper

Cat. No.	Model	사용 Seal 규격	EA Price ₩
V06-220-003	308990	8 mm	340,700
V06-220-001	311990	11 mm	340,700
V06-220-007	313990	13 mm	340,700
V06-220-013	320990	20 mm	340,700

Decapper

Cat. No.	Model	사용 Seal 규격	EA Price ₩
V06-220-101	311991	11 mm	349,600
V06-220-107	313991	13 mm	349,600
V06-220-113	320991	20 mm	349,600

Crimper for Flip off Caps

Cat. No.	Model	사용 Seal 규격	EA Price ₩
V06-220-150	313992	13 mm	340,700
V06-220-160	320992	20 mm	340,700



Crimper



Decapper



Crimper for Flip off Caps



Stand

Stand

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
V06-220-120	5ASTA0	Stand for CRS Electronic and Hand Crimpers and Decappers	144,000