

Power Crimper 파워 크림퍼

Cat. No.	Model	Description	Type	EA Price ₩
V06-214-C05	9300-PC	Power Crimper, Regulator, Gauge, 8' Polyurethane Straight Supply Hose	hand held	3,942,800
V06-214-C10	9300-PCSFP	Power Crimper, Stand, Foot Pedal, Regulator, Gauge, 8' Polyurethane Straight Supply Hose	mounted in bench stand	6,235,800

- Head에 따라 Crimper 또는 Decapper로 사용 가능
- Head는 별도 구매
- 40 ~ 60 PSI compressed air로 작동
- Stand Type은 foot pedal로 작동하기 때문에 양손을 자유롭게 사용 가능
- JGF (J. G. Finneran)

Crimp Head for Power Crimper


Cat. No.	Model	사용 Seal 규격	EA Price ₩
V06-214-C20	9300-PC-08	8 mm	406,100
V06-214-C25	9300-PC-11	11 mm	406,100
V06-214-C30	9300-PC-13	13 mm	406,100
V06-214-C35	9300-PC-20	20 mm	406,100
V06-214-C40	9300-PC-30	30 mm	683,500

Decapper Head for Power Crimper

Cat. No.	Model	사용 Seal 규격	EA Price ₩
V06-214-D05	9320-PC-08	8 mm	406,100
V06-214-D10	9320-PC-11	11 mm	406,100
V06-214-D15	9320-PC-13	13 mm	406,100
V06-214-D20	9320-PC-20	20 mm	406,100
V06-214-D25	9320-PC-30	30 mm	683,500



9300-PC



9300-PCSFP



9300-PC-08

Vertical Air Crimper 버티칼 에어 크림퍼

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
V06-214-A05	9300-VAC	Vertical Air Crimper, Regulator, 8' Hose	3,636,600

- Head에 따라 Crimper 또는 Decapper로 사용 가능
- Head는 별도 구매
- 반자동, 간편하고 빠른 압력 조절
- 압력 조건 : 90 ~ 100 psi (40 ~ 90 psi 조절 가능)
- 조절 가능한 Cycle Time : 0.75 ~ 1.5 sec
- JGF (J. G. Finneran)

Crimper Head for Vertical Air Crimper

Cat. No.	Model	사용 Seal 규격	EA Price ₩
V06-214-A20	9300-VAC-08	8 mm	398,100
V06-214-A25	9300-VAC-11	11 mm	398,100
V06-214-A30	9300-VAC-13	13 mm	466,300
V06-214-A35	9300-VAC-20	20 mm	398,100

Decapper Head for Vertical Air Crimper

Cat. No.	Model	사용 Seal 규격	EA Price ₩
V06-214-A50	9320-VAC-08	8 mm	398,100
V06-214-A55	9320-VAC-11	11 mm	398,100
V06-214-A60	9320-VAC-13	13 mm	398,100
V06-214-A65	9320-VAC-20	20 mm	398,100



9300-VAC



9300-VAC-08