

Snap Vial Rack, PP 스냅 바이알 랙

Cat. No.	Model	출수	Vial Size	색상	EA Price ₩	PK Price ₩
V05-214-R10	9700-08	96	8 mm	White	24,200	5ea 113,000
V05-214-R12	9700-08B			Blue	24,200	5ea 113,000
V05-214-R14	9700-12	50	12 mm	White	21,900	5ea 102,000
V05-214-R16	9700-12B			Blue	21,900	5ea 102,000

- Vial과 Cap을 같이 보관 할 수 있음
- Center Well에 Cap, Septa, Insert 등을 넣어 둘 수 있음
- Vial을 깨끗이 씻어 중첩하여 쌓아 올릴 수 있음
- 재질 : Polypropylene PP (내열 온도 : 최대 140°C)
- Size : w246×d82×h25 mm
- JGF (J. G. Finneran)



Stackable Vial Rack for Ø12 mm Vial 바이알 랙과 뚜껑

Cat. No.	Model	Vial Size	출수	색상	EA Price ₩	PK Price ₩
V05-214-950	9750-12B	Ø12 mm	50 (5x10)	Blue	46,500	5ea 216,900
V05-214-954	9750-12BL			Black	46,500	5ea 216,900
V05-214-958	9750-12W			White	46,500	5ea 216,900

- 재질 : PP, -10 ~ 135°C 내열, Autoclavable
- Alphanumeric Indexing
- Stackable 타입으로 중첩하여 쌓아 올릴 수 있음
- 최소 주문 수량 100개 이상시 Logo 인쇄 가능 (비용 문의 요함)
- JGF (J. G. Finneran)



Optional PETG Lid


Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩	PK Price ₩
V05-214-962	LID-12	Recycled PTEG Lid, 투명	11,600	5ea 54,100



Vial Rack, Ø12 mm 바이알 랙

Cat. No.	Model	재질	출수	EA Price ₩
V06-214-R64	21405-30	Polypropylene	50ea	38,400

- 재질 : Polypropylene
- 2 ml (Ø12×h32 mm) Vial 용
- Chemglass



Disposable Vial Rack 일회용 바이알랙, PP

Cat. No.	Model	출(Ø)	Depth	출수	EA Price ₩	PK Price ₩
V05-137-760	749210-0012	12 mm	15mm	50ea	33,400	10ea 311,800
V05-137-763	749210-0016	16 mm	18mm		42,900	10ea 400,200

- 재질 : PP, -10 ~ 135°C 내열, Autoclavable
- Disposable PP Vial Rack
- 숫자가 매겨져 있어 튜브 구별 용이
- DWK Lifescience / Kimble®



Scintillation Vial Rack 신틸레이션 바이알 랙

Cat. No.	Model	출수	출(Ø)	사용 Vial	EA Price ₩	PK Price ₩
V06-46-R11	T240020	90	17.1 mm	8 ml	28,500	2ea 54,200
V06-46-R15	T240030	50	28.1 mm	20 ml	28,500	2ea 54,200

- 재질 : PP, 0 ~ 135°C 내열, Autoclavable
- Size : w352×d145×h31 mm (8 ml용)
w343×d178×h31 mm (20 ml용)
- Tarsons

