

IKA Viscometer, ROTAVISC HELI® & ROTAVISC® SBS HELI 전자동 점도계, 전동식 HELISTAND 포함

- 기타 자세한 사항은 1266 Page ROTAVISC® 참조
- 스탠드가 ROTASTAND에서 HELISTAND로 변경
- 구성 : Standard Spindle Set, T-Spindle Set, Temp. Sensor, Guard Rail, HELISTAND
- 장착된 점도계와 회전하는 본체를 천천히 균일하게 위아래로 작동
- T-SP-Set는 HELISTAND가 장착된 점도계에서만 사용 가능
- T-SP-Set (1~6) : Pasty, Gel, Cream과 같이 끈적한 재료의 점도 측정용임
- Optional Accessory와 공통규격은 1266 Page ROTAVISC® 참조 • IKA

ROTAVISC® HELI Complete ①

Cat. No.	Model	Type	점도 범위	EA Price ₩
V02-05-151	ROTAVISC lo-vi HELI Complete	저점도용	1 - 6,000,000 mPas (SP Set-1 포함)	7,720,000
V02-05-153	ROTAVISC me-vi HELI Complete	중점도용	100 - 40,000,000 mPas (SP Set-2 포함)	7,720,000
V02-05-155	ROTAVISC hi-vi I HELI Complete	고점도용 1	200 - 80,000,000 mPas (SP Set-2 포함)	7,720,000
V02-05-157	ROTAVISC hi-vi II HELI Complete	고점도용 2	800 - 320,000,000 mPas (SP Set-2 포함)	7,720,000

- SP Set-1 : SP1, SP2, SP3, SP4
- SP Set-2: SP7, SP8, SP9, SP10, SP11, SP12

ROTAVISC® SBS HELI Complete ②

Cat. No.	Model	Type	점도 범위	EA Price ₩
V02-05-170	ROTAVISC SBS me-vi HELI Complete	중점도용	100 - 40,000,000 mPas (SP Set-2 포함)	7,970,000
V02-05-173	ROTAVISC SBS hi-vi I HELI Complete	고점도용 1	200 - 80,000,000 mPas (SP Set-2 포함)	7,970,000
V02-05-176	ROTAVISC SBS hi-vi II HELI Complete	고점도용 2	800 - 320,000,000 mPas (SP Set-2 포함)	7,970,000

- SP Set-2: SP7, SP8, SP9, SP10, SP11, SP12



ROTAVISC HELI



ROTAVISC SBS HELI ②

Bubble Viscometer 기포 점도계

Cat. No.	Model	규격	Stroke	Standard	EA Price ₩
V02-42-512	E-0500	AS-A1	0.051 ~ 0.31	5 Tube	1,378,400
V02-42-520	E-0510	A-T	0.54 ~ 5.47	20 Tube	4,166,300
V02-42-528	E-0540	U-Z6	6.66 ~ 150.8	12 Tube	2,662,600
V02-42-536	E-0560	A-T	407 ~ 1190	4 Tube	1,488,000

- 거품이 액속을 상승하는 속도를 점도 표준액일 경우와 나란히 비교하여 액 동점도의 개략적인 수를 세는 기구
- 지름이나 길이가 일정한 유리관을 사용
- Standard : AOC (Method Ka 6-63), ASTM (D1131, D1545, D1725) FTMS (114a Method 4272)
- Temperature : $\pm 1^\circ\text{C} = 10\%$ Error, Vertical Control $\pm 5\%$, slant = 10% Error, Tube I.D. Control $\pm 0.1\text{ mm} = 2\%$ Error
- 구성 : Bubble Tube Standard, Storage Case, 2 Empty Tube (Grade A), Operation Manual
- Gardner

Optional Empty Tube

Cat. No.	Model	규격	PK Price ₩
V02-137-111	46463-1075	외산, id10.75×L114 mm	36ea 180,600
V02-96-222	EC-0560	경제형 (제작), L114 mm	10ea 11,100

- Grade A는 Original Cork 포함, 경제형 (제작)은 Silicon Stopper 포함
- 46463-1075
 - 관 밑쪽에 선이 하나 더 있어 ASTM D1545 규격에 맞으며, Timer Tube라고도 함
 - White Enamel Line : 27, 100, 108 mm from Outside Bottom



Optional Accessory

Cat. No.	Model	Description	PK Price ₩
V02-42-952	E-0576	Cork	150ea 70,500
V02-42-960	E-0577	Tube Holder for 5 Tubes	1ea 740,000
V02-11-111	E-SS10	Silicon Stopper	100ea 69,100