


Single Wafer Shipping Box 싱글 웨이퍼 쉬핑 박스

Cat. No.	Model	Overall Size (w×d×h)	Wafer	EA Price ₩
W01-34-138	H93-40-101-1116	127×112×20 mm	4"	27,600
W01-34-144	H93-60-101-1116	175×160×20 mm	6"	30,500
W01-34-150	H93-80-101-1116	226×213×20 mm	8"	40,500
W01-34-156	H93-120-101-1116	336×340×50 mm	12"	231,400

- 재질 : PC (Polycarbonate)
- Shipping Box 가장자리에 Wafer를 고정 시켜 주는 Spring이 부착
- PC 재질로 투명하여 Box를 열지 않고 안을 볼수 있음 (팔각형 모양)
- Entegris



Single Wafer Shipping Box 싱글 웨이퍼 쉬핑 박스


- Shipping Box 가장자리에 Wafer를 고정 시켜 주는 Spring이 부착
- PC 재질로 투명하여 Box를 열지 않고 안을 볼 수 있음 (사각형 모양)
- EPAK

재질 : PC (Polycarbonate) ①

Cat. No.	Model	Overall Size (w×d×h)	Wafer	EA Price ₩
W01-261-011	L6-SWSP150C	160×160×20 mm	6"	18,100
W01-261-020	L8-SWSP200C	210×210×20 mm	8"	29,600

재질 : PP (Polypropylene) ②

Cat. No.	Model	Overall Size (w×d×h)	Wafer	EA Price ₩
W01-261-025	L12-SWSP300P	353×353×20 mm	12"	64,200



Film Frame Shipper 필름 프레임 shipper

Cat. No.	Model	Wafer	Capa.	EA Price ₩
W01-34-311	E400-380-101-0615	12"	13	307,300

- 재질 : PP
- 다이싱 프레임 (Dicing Frame)된 웨이퍼 운반 및 보관 용이 (Wafer만 이용 불가)
- 세척하여 반복 사용 가능
- 정전기 방지 재료로 제작
- Entegris

상세 규격

Model	Size (w×d×h)
E400-380-101-0615	395×230×420 mm



Container Jar / Wafer Jar PP 자

Cat. No.	Model	Internal Size	사용 Wafer	EA Price ₩
W01-261-402	L40038-WJ	Ø117×h49 mm	4"	24,300
W01-261-409	L60008-WJ	Ø167×h76 mm	6"	33,600
W01-261-416	L80010-WJ	Ø235×h51 mm	8"	43,000
W01-261-423	L120054-WJ	Ø303×h23 mm	12"	73,000

- 재질 : PP, -10 ~ 135°C 내열, Autoclavable
- Wafer 보관용으로 사용하기 알맞음
- Cap은 간편한 원터치 타입임
- 요청에 의해 Wafer 안전을 위한 Pad도 공급 가능함
- Rayhope®

