


## GL45 3-Neck Culture Bottle with PTFE Stirrer

### GL45 3구 걸쳐 바들

Cat. No.	Model	용량	Side Arms Thread	EA Price ₩
B08-460-303	C420-03	50 ml	2×GL14	409,200
B08-460-308	C420-05	125 ml	2×GL18	460,600

- Borosilicate Glass 3.3
- 재질 : PP, PTFE, 0 ~ 250°C 내열, Autoclavable
- 테프론 재질의 Strrier로 최상의 내화학성을 가짐
- 세포 배양균 혼합에 적합
- Stirrer는 자력에 의해 회전
- 최대 1000 rpm 에서 사용 가능
- BOLA



## Reagent Bottle with Stopper

### 조인트 시약병

Cat. No.	Model	용량	Stopper	EA Price ₩
B08-503-001	RBS0125	125 ml	No. 19	9,200
B08-503-004	RBS0250	250 ml		14,300
B08-503-007	RBS0500	500 ml	No. 24	17,800
B08-503-010	RBS1000	1 L	No. 29	25,400
B08-503-013	RBS2000	2 L		52,800

- Borosilicate Glass 3.3
- 실험실에서 일반적으로 사용되는 고품질 랩 바들
- LK Labkorea



## Reagent Bottle with Stopper, Simax®

### 조인트 시약병

- Simax® Borosilicate Glass 3.3, USP Type I, ASTM E438, Type I, Class A
- KAVALIERGLASS

#### Narrow Mouth, 세구 조인트 시약병 ①

Cat. No.	Model	용량	Size (Ø×h)	Stopper	EA Price ₩
B08-985-356	2002B/5L	5 L	181×325 mm	45/40	202,300
B08-985-360	2002B/10L	10 L	227×403 mm	60/46	313,100

#### Wide Mouth, 광구 조인트 시약병 ②

Cat. No.	Model	용량	Size (Ø×h)	Stopper	EA Price ₩
B08-985-375	2006B/5	5 L	181×325 mm	85/55	298,000
B08-985-379	2006B/10L	10 L	227×403 mm		458,200



## Solution Bottle With PTFE Flathead Stopper, Kimble®

### 스토퍼형 용액병

Cat. No.	Model	용량	Stopper	EA Price ₩	PK Price ₩
B08-137-030	15097-100	100 ml	14	122,100	6ea 684,700
B08-137-033	15097-250	250 ml	19	89,600	6ea 502,300
B08-137-036	15097-500	500 ml	24	119,300	6ea 668,600
B08-137-039	15097-1000	1 L	29	160,100	6ea 897,800
B08-137-042	15097-2000	2 L		274,700	4ea 1,026,700

- Kimax® Borosilicate Glass 3.3, USP Type I, ASTM E438 Type I, Class A
- 용액 저장 또는 분주용으로 알맞음
- DWK Lifescience / Kimble®

