

Pipet Washer / Buret Washer 피펫 세척기 / 뷰렛 세척기

- 재질 : HDPE
- Soaking (Washing) Jar, Rinsing Apparatus, Basket으로 구성 : 별도 구매
- Basket에 세척하고자 하는 Pipet Washer, Buret Washer 담아 Soaking Jar 넣어 Clearing후 Rinsing Apparatus에 옮겨 반복적인 Siphon Rinsing을 할 수 있음
- Brand GmBH

Rinsing Apparatus ①

Cat. No.	Model	용량	높이	세정 가능 높이	EA Price ₩
W07-59-151	29120	13 L	740 mm	460 mm	431,800
W07-59-153	29125	17 L	1000 mm	600 mm	467,700

- 물 공급 라인 연결 : od12 mm, 2 L/min
- Base : Ø315 mm, Inner Diameter : Ø150 mm

Basket for Pipet or Buret ②

Cat. No.	Model	전체 높이	Basket 높이	세정 가능 높이	EA Price ₩
W07-59-171	29005	495 mm	280mm	360 mm	74,200
W07-59-173	29010	645 mm		460 mm	97,700
W07-59-175	29015	870 mm		600 mm	146,600

Soaking Jar ③

Cat. No.	Model	용량	높이	세정 가능 높이	EA Price ₩
W07-59-161	29210	10 L	510 mm	460 mm	198,200
W07-59-163	29215	12.5 L	660 mm	600 mm	220,600

- Base : Ø240 mm, Inner Diameter : Ø150 mm



Economy Pipet Washer 경제형 피펫 세척기

Cat. No.	Model	Size (od×h)	세정 가능 높이	EA Price ₩
W07-46-222	T160010	170×770 mm	400 mm	241,400

- 재질 : PP, -10 ~ 135°C 내열, Autoclavable
- 구성 : Rinsing Apparatus + Basket
- Tarsons



- Cleaning Concentrate는 267 ~268 Page 참조
- Cuvette Cleaner는 270 Page 참조
- NMR Tube Cleaner는 271 Page 참조
- Vacuum Cleaner는 273 Page 참조
- Ultrasonic Cleaner는 1189 ~ 1195 Page 참조

