

## Serum Bottle / Reagent Bottle, Simax®

### 세구 시약병

Cat. No.	Model	용량	Size (Ø×h)	EA Price ₩	PK Price ₩
B08-985-307	3125/250	250 ml	68×145 mm	43,000	10ea 401,200
B08-985-309	3125/500	500 ml	83×165 mm	54,200	10ea 505,700
B08-985-311	3125/1L	1 L	105×197 mm	58,000	10ea 540,900
B08-985-315	3125/2L	2 L	125×257 mm	77,000	3ea 215,700
B08-985-319	3125/5L	5 L	178×305 mm	118,300	2ea 221,100
B08-985-323	3125/10L	10 L	220×385 mm	188,400	-
B08-985-327	3125/20L	20 L	286×470 mm	384,300	-

- Simax® Borosilicate Glass 3.3, USP Type I, ASTM E438, Type I, Class A
- Neck Size : 34/45 (단, 20 L 는 60/46 입) • KAVALIERRGLASS



## Solution Bottle with Narrow Mouth, Kimble®

### 세구형 용액병

Cat. No.	Model	용량	Stopper Size	EA Price ₩	PK Price ₩
B08-137-045	15093-1000	1 L	6	57,000	6ea 319,600
B08-137-048	15093-2500	2 L		201,100	4ea 751,700
B08-137-051	15093-5000	5 L	10	405,800	-
B08-137-054	15093-10000	10 L	12	592,000	-
B08-137-057	15093-20000	20 L		975,800	-

- Kimax® Borosilicate Glass 3.3, USP Type I, ASTM E438 Type I, Class A
- Neck 부분은 기계적 내구성이 강하며 고무 스톱퍼에 꼭 맞음
- DWK Lifescience / Kimble®



## Heavy Duty Carboy Solution Bottle, Kimble®

### 강화 카보이 용액병

Cat. No.	Model	용량	Size	Stopper	EA Price ₩
B08-137-063	14950-35	13.2 L	Ø257×h448 mm	#12	467,100
B08-137-069	14950-120	45.5 L	Ø410×h584 mm		2,031,300

- Kimax® Borosilicate Glass 3.3, USP Type I, ASTM E438 Type I, Class A
- 일반적인 사용 환경보다 극한의 상황에서도 수명이 김
- DWK Lifescience / Kimble®

#### Accessory

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
B08-137-518	14950C-12	PVDF Clamp	128,900
B08-137-521	14950S-321	3-port Silicon Stopper w/ Tubing	496,300
B08-137-524	14950S-2321	4-port Silicon Stopper w/ Tubing	580,800

- 3 Port Stopper와 Clamp는 유출 없이 살균액 이동이 가능함
- Non-Sterile, Autoclavable • Silicon Tubing : L0.6m
- Port : 1/8", 1/4", 3/8" (14950S-321), 1/8", 2×1/4", 3/8" (14950S-2321)



## Heavy Duty Serum Bottle, Kimble®

### 강화 세럼 병

- Kimax® Borosilicate Glass 3.3, USP Type I, ASTM E438 Type I, Class A
- Rubber Stopper • 일반적인 사용 환경보다 극한의 상황에서도 수명이 김
- Plastic Coating 제품은 안전 코팅이 되어있어 유리가 깨질 경우 유해 화학물질의 누출을 방지하여 사용자의 위험을 줄여줌 • DWK Lifescience / Kimble®

#### Standard

Cat. No.	Model	용량	Size	Stopper	EA Price ₩
B08-137-018	14960-4	4 L	Ø167×h310 mm	#8	226,000
B08-137-021	14960-9	9 L	Ø203×h412 mm		415,300

#### Plastic Coated, KimCote®

Cat. No.	Model	용량	Size	Stopper	EA Price ₩
B08-137-024	KC14960-4	4 L	Ø167×h310 mm	#8	475,300
B08-137-027	KC14960-9	9 L	Ø203×h412 mm		1,069,300

