

BEMCOT M-3 Wiper, Bemcot® bemcot 부직포 와이퍼, 크린룸용

Cat. No.	Model	Size (mm)	Package	CS Price ₩
W03-58-160	M-3(11)	250×250, 4ply	100매/PK(Bag)	30ea 263,200
W03-58-960	AR-M3	Acryl Rack for M3		1ea 96,400

- 부드럽고 흡수력이 뛰어난 100% Cotton 부직포 와이퍼
- 제품표면에 상처를 주지 않고, 린트 및 파티클이 적음
- 대전방지 처리되어 안정적인 와이퍼
- Acryl Rack Size : w271 × d136 × h106 mm (2칸)
- Bemcot®



Non-woven Dry Wiper, ThermaSeal™ ThermaSeal™ 부직포 와이퍼

Cat. No.	Model	Size (mm)	Package	CS Price ₩
W03-248-015	TXA2169	230×230	150매/PK(Bag)	10pk

- 레이저컷 (Thermally Sealed), Sealed Edge 100% Polyester Wiper
- 유출물 제어, 청소, 용액 취급에 이상적임
- 이온, 비휘발성 잔여물(NVRs) 입자 발생이 적음
- ISO Class 5-8에서 사용
- Texwipe



Sterile Dry Cleanroom Wiper, Vertex® Vertex® 멸균 건식 와이퍼

Cat. No.	Model	Size (mm)	Package	CS Price ₩
W03-248-110	TXA3049	230×230	100매/PK(Bag)	5pk
W03-248-115	TXA3042	310×310	100매/PK(Bag)	5pk

- 자동화된 ISO Class 3 환경에서 제작된 Sealed Edge 100% Polyester Wiper
- Autoclavable
- 이온, 비휘발성 잔여물(NVRs) 입자 발생이 적음
- 세포독성 및 박테리아 내독소 시험을 통한 오염제거 보장
- ISO Class 3-7에서 사용
- Texwipe



Sterile Pre-wetted Cleanroom Wiper, Vertex® Vertex® 멸균 습식 와이퍼

Cat. No.	Model	Size (mm)	Package	CS Price ₩
W03-248-230	TXA3044P	310×310	25매/PK(Bag)	5pk

- 자동화된 ISO Class 3 환경에서 제작된 Sealed Edge 100% Polyester Wiper
- 0.2 um 필터링 된 70% USP 등급 Ethanol Pre-wetted
- 오염제거 보장, 소독 후 잔류 물질 제거에 탁월
- ISO Class 3-7에서 사용
- Texwipe

