

Clear Medium Round Bottle / Graduated Jar 중 광구병, 눈금형 with Teflon Lined Cap

Cat. No.	Model	용량	Cap	Size	PK Price ₩
B08-134-310	GLC01450	30 ml	33-400	Ø34×h68 mm	48ea 184,000
B08-134-315	GLC01472	60 ml	38-400	Ø42×h83 mm	48ea 216,400
B08-134-320	GLC01504	125 ml	48-400	Ø51×h102 mm	24ea 141,200
B08-134-325	GLC01532	250 ml	58-400	Ø62×h127 mm	24ea 183,100
B08-134-330	GLC01560	500 ml	70-400	Ø76×h145 mm	24ea 260,600

- 1개의 Cell에 1개의 Bottle이 들어있는 매우 편리한 청결 포장
- Green Thermoset F217 Teflon Lined Cap 일체형
- ! Do not use with oven and autoclave
- Qorpak



Clear Short Straight Side Round Bottle / Jar 단형 대 광구병, with Teflon Lined Cap

- 1개의 Cell에 1개의 Bottle이 들어있는 매우 편리한 청결 포장
- Green Thermoset F217 Teflon Lined Cap 일체형
- ! Do not use with oven and autoclave
- Qorpak

Clear Short Straight Side Round Bottle

Cat. No.	Model	용량	Cap	Size	PK Price ₩
B08-134-385	GLC01586	30 ml	43-400	Ø43×h43 mm	48ea 218,600
B08-134-390	GLC01611	60 ml	53-400	Ø55×h49 mm	24ea 142,000
B08-134-395	GLC01634	125 ml	58-400	Ø60×h68 mm	24ea 157,300
B08-134-397	GLC05919	180 ml	63-400	Ø65×h79 mm	24ea 177,100
B08-134-400	GLC01672	250 ml	70-400	Ø73×h89 mm	24ea 222,900
B08-134-405	GLC01692	500 ml	89-400	Ø91×h96 mm	12ea 181,000
B08-134-410	GLC01721	1 L		Ø95×h170 mm	12ea 202,200

Amber Short Straight Side Round Bottle

Cat. No.	Model	용량	Cap	Size	PK Price ₩
B08-134-420	271837	60 ml	53-400	Ø55×h49 mm	24ea 132,700
B08-134-425	270409	120 ml	58-400	Ø60×h69 mm	24ea 148,900
B08-134-430	270403	240 ml	70-400	Ø73×h89 mm	12ea 106,300
B08-134-435	270229	480 ml	89-400	Ø91×h96 mm	12ea 190,100



Clear Short Straight Side Round Bottle / Jar 단형 대 광구병, with F217 Foam Lined

Cat. No.	Model	용량	Cap	Size	PK Price ₩
B08-214-501	D0086-2	60 ml	53-400	Ø55×h48 mm	24ea 56,500
B08-214-503	D0086-4	125 ml	58-400	Ø60×h68 mm	24ea 62,300
B08-214-505	D0086-8	250 ml	70-400	Ø73×h88 mm	24ea 80,000
B08-214-507	D0086-16	500 ml	89-400	Ø91×h95 mm	12ea 53,600
B08-214-509	D0086-32	1 L		Ø95×h170 mm	12ea 67,500

- 1개의 Cell에 1개의 Bottle이 들어있는 매우 편리한 청결 포장
- White PP Cap with F217 Foam Lined
- ! Do not use with oven and autoclave
- JGF (J. G. Finneran)



Clear Tall Straight Side Round Bottle / Jar 장형 대 광구병, with Teflon Lined Cap

Cat. No.	Model	용량	Cap	Size	PK Price ₩
B08-134-450	GLC01658	250 ml	58-400	Ø56×h137 mm	24ea 163,000
B08-134-455	GLC05728	500 ml	63-400	Ø69×h169 mm	12ea 116,000

- 1개의 Cell에 1개의 Bottle이 들어있는 매우 편리한 청결 포장
- Green Thermoset F217 Teflon Lined Cap 일체형
- ! Do not use with oven and autoclave
- Qorpak

