

HDPE Wide Mouth Square Bottle HDPE 사각 광구병

Cat. No.	Model	용량	Size (Ø×h, mm)	Neck id	PK Price ₩		CS Price ₩	
B08-46-630	T584221	60 ml	35.5×80.9	20.8 mm	12ea	13,500	6pk	77,200
B08-46-633	T584222	175 ml	51×100.5	28.5 mm	12ea	20,000	6pk	113,900
B08-46-636	T584223	250ml	60.3×111.6	32.7 mm	12ea	26,400	6pk	150,500
B08-46-639	T584224	500ml	72.7×141.5	43.7 mm	12ea	35,500	4pk	135,500
B08-46-642	T584225	1 L	90.5×177	52.9 mm	6ea	34,000	4pk	128,800

- 재질 : HDPE, -100 ~ 120°C 내열, Non-autoclavable
- USP Class VI에 따른 Medical Grade Resin 사용
- Integral Seal Ring이 있는 Linerless Leak Proof Closure
- 불투명 HDPE로 저온 보관용으로 알맞음 • Tarsons



Amber Wide Mouth Square Bottle, HDPE HDPE 갈색 사각 광구병

Cat. No.	Model	용량	Size (Ø×h, mm)	Neck id	PK Price ₩		CS Price ₩	
B08-46-231	T585221	60 ml	35.5×80.9	20.8 mm	12ea	17,600	6pk	100,400
B08-46-234	T585222	175 ml	51×100.5	28.5 mm	12ea	25,900	6pk	148,100
B08-46-237	T585223	250ml	60.3×111.6	32.7 mm	12ea	34,200	6pk	195,700
B08-46-240	T585224	500ml	72.8×141.5	43.7 mm	12ea	47,600	4pk	181,600
B08-46-243	T585225	1 L	90.2×177	52.9 mm	6ea	45,300	4pk	172,400

- 재질 : HDPE, -100 ~ 120°C 내열, Non-autoclavable
- USP Class VI에 따른 Medical Grade Resin 사용
- Integral Seal Ring이 있는 Linerless Leak Proof Closure
- 완전 불투명 HDPE재질로 빛에 민감한 제품의 보관용으로 알맞음
- Comply with USP 23.661 Requirement for Max. Light Transmission
- Tarsons



Rectangular Bottle, HDPE HDPE 사각병

Cat. No.	Model	용량	Size (w×d×h, mm)	PK Price ₩		CS Price ₩	
B08-46-781	T583320	125 ml	59×39.5×99	12ea	13,900	6pk	79,600
B08-46-783	T583330	250 ml	74.5×51.5×116	12ea	22,700	6pk	129,800
B08-46-785	T583340	500 ml	99.5×64×144	12ea	34,000	4pk	129,500
B08-46-787	T583350	1 L	127×67×178	6ea	42,700	4pk	162,500
B08-46-789	T583360	2 L	150×97×237	4ea	38,500	3pk	109,900

- 재질 : HDPE, -100 ~ 120°C 내열, Non-autoclavable
- USP Class VI에 따른 Medical Grade Resin 사용
- Integral Seal Ring이 있는 Linerless Leak Proof Closure
- 불투명 HDPE로 저온 보관용으로 알맞음
- Tarsons



Amber Rectangular Bottle, HDPE 갈색 HDPE 사각병

Cat. No.	Model	용량	Size (w×d×h, mm)	PK Price ₩		CS Price ₩	
B08-46-791	T583420	125 ml	59×39.5×99	12ea	18,600	6pk	106,500
B08-46-793	T583430	250 ml	74.5×51.5×116	12ea	28,700	6pk	164,100
B08-46-795	T583440	500 ml	99.5×64×144	12ea	43,000	4pk	163,900
B08-46-797	T583450	1 L	127×67×178	6ea	44,900	4pk	171,200
B08-46-799	T583460	2 L	150×97×237	4ea	49,200	3pk	140,500

- 재질 : HDPE, -100 ~ 120°C 내열, Non-autoclavable
- USP Class VI에 따른 Medical Grade Resin 사용
- Integral Seal Ring이 있는 Linerless Leak Proof Closure
- 완전 불투명 HDPE재질로 빛에 민감한 제품의 보관용으로 알맞음
- Comply with USP 23.661 Requirement for Max. Light Transmission
- Tarsons

