

## Plastic Snap Bottle / Vial 플라스틱 스냅 캡 바틀 / 바이알


- 재질 : PP, -10 ~ 135°C 내열, Autoclavable, 단 Cap은 PE
- Bottle과 Cap은 별도 구매      • 눈금을 가지고 있음
- Universal

### Bottle Only, PP

Cat. No.	Model	용량	눈금	Size (od×h)	PK Price ₩
B08-215-101	113-01	5 ml	1 ml	20×30 mm	100ea 23,100
B08-215-105	113-02	10 ml		22×42.2 mm	100ea 25,400
B08-215-109	113-03	20 ml	2 ml	28×48.5 mm	100ea 36,900
B08-215-113	113-04	30 ml	5 ml	33.2×50.5 mm	100ea 46,100
B08-215-117	113-05	50 ml		38×61.5 mm	100ea 50,800
B08-215-121	113-06	100 ml	10 ml	48×70 mm	100ea 83,000

### Cap Only, PE

Cat. No.	Model	사용 Bottle	PK Price ₩
B08-215-125	SC-21	113-01	100ea 27,700
B08-215-129	SC-24	113-02	100ea 32,400
B08-215-133	SC-30	113-03	100ea 41,600
B08-215-137	SC-35	113-04	50ea 27,700
B08-215-141	SC-50	113-05	50ea 29,900
B08-215-145	SC-100	113-06	50ea 34,600



## Container Jar / Wafer Jar PP 자

Cat. No.	Model	Internal Size	사용 Wafer	EA Price ₩
W01-261-402	L40038-WJ	∅117×h49 mm	4"	24,300
W01-261-409	L60008-WJ	∅167×h76 mm	6"	33,600
W01-261-416	L80010-WJ	∅235×h51 mm	8"	43,000
W01-261-423	L120054-WJ	∅303×h23 mm	12"	73,000

- 재질 : PP, -10 ~ 135°C 내열, Autoclavable      • Wafer 보관용으로 사용 적합
- Cap은 간편한 원터치 타입임      • 요청에 의해 Wafer 안전을 위한 Pad 공급 가능
- Rayhope®



## Narrow Mouth Bottle With Stopper PP 죠인트 세구병

Cat. No.	Model	용량	Size	Neck	EA Price ₩
B08-59-310	129818	30 ml	∅31×h93 mm	14/23	2,500
B08-59-311	129828	50 ml	∅39×h93 mm	14/23	2,800
B08-59-312	129838	100 ml	∅52×h106 mm	14/23	3,300
B08-59-314	129848	250 ml	∅70×h136 mm	19/26	3,900
B08-59-316	129854	500 ml	∅76×h172 mm	24/29	6,100
B08-59-318	129862	1 L	∅106×h209 mm	29/32	7,100
B08-59-319	129873	2 L	∅131×h255 mm	29/32	9,160

- 재질 : PP, -10 ~ 135°C 내열, Autoclavable
- 반투명 PP 재질로 화학적 내성이 우수
- PP Standard Ground Joint Stopper 기본 포함
- LK Labkorea



## Wide Mouth Bottle With Stopper PP 죠인트 광구병

Cat. No.	Model	용량	Size	Neck	EA Price ₩
B08-59-332	129938	100 ml	∅52×h106 mm	29/32	3,860
B08-59-334	129948	250 ml	∅70×h136 mm	34/45	4,220
B08-59-336	129954	500 ml	∅76×h172 mm	45/40	6,100
B08-59-338	129962	1 L	∅106×h209 mm	60/46	7,110
B08-59-339	129973	2 L	∅131×h255 mm	60/46	10,100

- 재질 : PP, -10 ~ 135°C 내열, Autoclavable
- 반투명 PP 재질로 화학적 내성이 우수
- PP Standard Ground Joint Stopper 기본 포함
- LK Labkorea

