

PFA Narrow Mouth Bottle, Inner Cap
PFA 테프론 세구병, 250°C 내열, 속 캡 포함

Cat. No.	Model	용량	Size	EA Price ₩
B08-64-351	F1004-01	50 ml	Ø49×h72 mm	52,000
B08-64-354	F1004-02	100 ml	Ø48×h102 mm	61,400
B08-64-357	F1004-03	250 ml	Ø61×h134 mm	88,300
B08-64-360	F1004-04	500 ml	Ø73×h171 mm	129,300
B08-64-363	F1004-05	1 L	Ø92×h203 mm	271,100
B08-64-366	F1004-06	2 L	Ø126×h240 mm	796,000
B08-64-369	F1004-07	3 L	Ø148×h270 mm	1,071,000
B08-64-372	F1004-08	5 L	Ø172×h325 mm	1,213,600

- 재질 : PFA, -196 ~ 250°C 내열 • Metal-Free, 표면 비접착성
- 투명한 테프론 재질로 최상의 내화학성 가짐
- 속 캡이 있어 보관 용액이 새어나오는 것을 방지함
- PTFE Inner Cap 포함
(50 ~ 500 ml - PFA Inner Cap, 500 ml 이상 - PTFE Inner Cap)
- Flon Industry



PTFE Jar
PTFE 테프론 자, 280°C 내열

Cat. No.	Model	용량	Size (Cap×h)	EA Price ₩
J01-450-141	038.030	30 ml	Ø34×h62 mm	51,900
J01-450-147	038.060	60 ml	Ø60×h46 mm	63,200
J01-450-153	038.120	120 ml	Ø72×h62 mm	87,200
J01-450-159	038.240	240 ml	Ø72×h100 mm	111,200
J01-450-171	038.480	480 ml	Ø90×h125 mm	179,400
J01-450-177	038.1000	1 L	Ø110×h160 mm	290,600
J01-450-183	038.2200	2.2 L	Ø134×h260 mm	555,900

- 재질 : PTFE, -200 ~ 280°C 내열
- 불투명 PTFE 테프론 재질로 최상의 내화학성 가짐
- 2.2 L (038.2200)은 EPA Method 1311 TCLP에 알맞음 • Cowie



CTFE Sample Bottle
CTFE 테프론 샘플 병

Cat. No.	Model	용량	Size	EA Price ₩
J01-64-500	F1057-01	1.0 ml	Ø14×h18 mm	68,000
J01-64-504	F1057-02	2.0 ml	Ø16×h22 mm	71,300
J01-64-508	F1057-03	3.0 ml	Ø18×h24 mm	78,100
J01-64-512	F1057-04	4.0 ml	Ø20×h24 mm	84,800

- 재질 : CTFE, -70 ~ 150°C 내열
- Flon Industry



Sample Bottle / Jar, Thick-Walled
안전 샘플 병 / 용기

Cat. No.	Model	용량	Size (Ø×h)	EA Price ₩	PK Price ₩
B08-59-271	61950	5 ml	23×34 mm	5,700	10ea 53,900
B08-59-273	61955	10 ml	23×52 mm	6,400	10ea 61,000
B08-59-275	61960	30 ml	37×53 mm	9,300	10ea 92,400
B08-59-277	61965	60 ml	37×92 mm	11,700	10ea 116,900
B08-59-279	61970	90 ml	57×62 mm	14,500	10ea 143,900
B08-59-281	61975	180 ml	57×108 mm	17,200	10ea 171,900

- 재질 : PP, -100 ~ 80°C 내열, Non-autoclavable
- 두께가 두꺼운 안전형으로, 샘플의 저장 및 이동에 알맞음
- Screw Cap은 내부에 Sealing Cone을 가지고 있음
- Brand GmbH

