

PFA Vessel
PFA 용기

Cat. No.	Model	용량	Size	EA Price ₩
J01-64-201	F1062-001	20 ml	Ø 44.6 x 29.5 mm	57,700
J01-64-204	F1062-002	30 ml	Ø 44.6 x 41.5 mm	61,100
J01-64-207	F1062-003	60 ml	Ø 58.6 x 41.7 mm	78,100
J01-64-210	F1062-004	90 ml	Ø 58.6 x 60.7 mm	84,800
J01-64-213	F1062-005	120 ml	Ø 71 x 51.7 mm	112,000
J01-64-216	F1062-006	180 ml	Ø 71 x 74.7 mm	135,800

- 재질 : PFA
- 내열 및 내화학성 우수
- 산알카리, 유기용제 사용
- Flon Industry



PFA Jar
PFA 테프론 자, 250°C 내열

Cat. No.	Model	용량	Size	EA Price ₩
J01-64-101	F1061-01	7 ml	Ø22×h32 mm	78,100
J01-64-104	F1061-02	15 ml	Ø29×h36 mm	127,300
J01-64-107	F1061-03	23 ml	Ø29×h51 mm	142,500
J01-64-110	F1061-04	30 ml	Ø29×h66 mm	178,200
J01-64-113	F1061-05	60 ml	Ø49×h43 mm	191,800
J01-64-116	F1061-06	90 ml	Ø49×h62 mm	212,200
J01-64-119	F1061-07	120 ml	Ø66×h49 mm	258,000
J01-64-122	F1061-08	180 ml	Ø66×h72 mm	297,000
J01-64-125	F1061-09	300 ml	Ø86×h72 mm	421,700
J01-64-128	F1061-10	500 ml	Ø86×h112 mm	566,900
J01-64-131	F1061-11	1 L	Ø109×h146 mm	1,091,300
J01-64-134	F1061-12	2 L	Ø109×h264 mm	1,527,600


- 재질 : PFA, -196 ~ 250°C 내열
- 투명한 테프론 재질로 최상의 내화학성 가짐
- Flon Industry



PFA Conical & Round Bottom Bottle
PFA 테프론 코니칼 & 라운드 바텀 병

Cat. No.	Model	용량	Bottom	EA Price ₩
B08-64-522	F1058-01	5 ml	Conical	83,100
B08-64-525	F1058-02	7 ml	Round	78,100

- 재질 : PFA, -196 ~ 250°C 내열
- 투명한 테프론 재질로 최상의 내화학성 가짐
- 내부 Size : Ø22×h32 mm
- Flon Industry



ETFE 테프론 대용량 병은 158 Page 참조

High Purity Teflon Sample Jar
고순도 테프론 샘플 자

- 재질 : PFA (Perfluoroalkoxy), 250°C 내열
- 불산 사용이 가능한 우수한 내화학성
- Jar와 Cap은 별도 구매
- LK Labkorea

Jar

Cat. No.	Model	용량	Size (OD×h)	EA Price ₩
B04-1995-010	LSJ-001	50ml	Ø50×h40mm	42,200
B04-1995-013	LSJ-003	100ml	Ø50×h70mm	51,800
B04-1995-016	LSJ-005	180ml	Ø50×h120mm	60,200

Cap

Cat. No.	Model	적용 Jar	EA Price ₩
B04-1995-021	LSJCP-001	LSJ-001, LSJ-003, LSJ-005	30,100

