

## Wide Mouth Bottle With Handle, 4 L

### 손잡이형 광구병

- 원형 (Round Type) 및 사각 (Square Type)
- 손잡이가 있어 취급시 편리함
- Size : (사각) w147.5×d147.5×h297 mm, Neck id : 87.5 mm  
(원형) Ø163×h302 mm, Neck Id : 86 mm
- Tarsons

#### HDPE 손잡이형 광구병

Cat. No.	Model	용량	Type	Cap	EA Price ₩	PK Price ₩
B08-46-266	T583357	4 L	Round	100 mm	24,200	6ea 135,300
B08-46-272	T583358		Square		24,200	6ea 135,300

- 재질 : HDPE, -100 ~ 120°C 내열, Non-autoclavable
- Freezer Storage 등 저온 사용에 알맞음

#### PP 손잡이형 광구병

Cat. No.	Model	용량	Type	Cap	EA Price ₩	PK Price ₩
B08-46-259	T583257	4 L	Round	100 mm	20,400	6ea 116,700
B08-46-263	T583258		Square		20,400	6ea 116,700

- 재질 : PP, -10 ~ 135°C 내열, Autoclavable
- 반투명 PP재질로 화학적 내성이 우수
- Size : (사각) w147.5×d147.5×h297 mm, Neck Id : 87.5 mm  
(원형) Ø163×h302 mm, Neck Id : 86 mm



HDPE



PP

## Amber Large Capacity Bottle, HDPE

### 갈색 PE 대용량 광구병

Cat. No.	Model	용량	Size (Neck id)	EA Price ₩
B08-24-448	2615	3 L	Ø146×h267 mm (75 mm)	15,400
B08-24-456	2616	5 L	Ø172×h305 mm (75 mm)	25,300
B08-24-464	2617	10 L	Ø217×h397 mm (95 mm)	38,200

- 재질 : HDPE Body, PP Cap, LDPE Inner Cap
- 속캡이 있어 이중으로 실링을 할 수 있음
- Universal



## Wide Mouth Round Bottle, HDPE

### HDPE 라운드 광구병

Cat. No.	Model	용량	Size (Ø×h, mm)	Neck Size	PK Price ₩	CS Price ₩
B08-134-911	PLC03559	30 ml	37×54	28-400	12ea 29,800	4pk 111,100
B08-134-918	PLC03566	60 ml	40×75	33-400	12ea 29,400	4pk 109,600
B08-134-925	PLC03642	120 ml	47×95	38-400	12ea 35,500	4pk 132,400
B08-134-932	PLC03582	250 ml	67×102	53-400	12ea 47,600	4pk 177,800
B08-134-939	PLC03596	500 ml	71×152		12ea 59,500	2pk 111,200
B08-134-946	PLC03610	1 L	95×180	89-400	12ea 84,600	-
B08-134-953	PLC03621	2 L	124×217		6ea 73,300	-
B08-134-967	PLC03549	3.8 L	155×252		4ea 44,600	-

- 재질 : HDPE, -100 ~ 120°C 내열, Non-autoclavable
- 불투명 HDPE로 저온 보관용으로 알맞음
- Qorpak

