

Large Narrow Mouth Bottle 플라스틱 대용량 세구병

- USP Class VI에 따른 Medical Grade Resin 사용
- Integral Seal Ring이 있는 Linerless Leak Proof Closure
- 4 & 8 L는 Shoulder Loop가 있음
- Tarsons

LDPE 대용량 세구병

Cat. No.	Model	용량	Size (Ø × h)	Cap	EA Price ₩
B08-46-572	T586260	2 L	118×252 mm	38 mm	8,900
B08-46-576	T586280	4 L	154×340 mm		17,100
B08-46-580	T586290	8 L	194.7×415 mm	53 mm	28,800

- 재질 : LDPE, -100 ~ 80°C 내열, Non-autoclavable
- Freezer Storage 등 저온 사용에 알맞음

PP 대용량 세구병

Cat. No.	Model	용량	Size (Ø × h)	Cap	EA Price ₩
B08-46-066	T582180	2 L	118×252 mm	38 mm	11,800
B08-46-336	T582160	4 L	154×340 mm		18,900
B08-46-337	T582190	8 L	194.7×415 mm	53 mm	31,900

- 재질 : PP, -10 ~ 135°C 내열, Autoclavable
- 반투명 PP재질로 화학적 내성이 우수



Amber Large Narrow Mouth Bottle, PP 갈색 대용량 세구병

Cat. No.	Model	용량	Size (Ø × h)	Cap	EA Price ₩
B08-46-128	T585301	2 L	118×252 mm	38 mm	11,300
B08-46-343	T585302	4 L	154×342 mm	38 mm	26,900
B08-46-345	T585303	8 L	201×368 mm	53 mm	41,600


- 재질 : PP, -10 ~ 135°C 내열, Autoclavable
- USP Class VI에 따른 Medical Grade Resin 사용
- Integral Seal Ring이 있는 Linerless Leak Proof Closure
- 완전 불투명 재질로 빛에 민감한 제품의 보관용으로 알맞음
- Comply with USP 23.661 Requirement for Max. Light Transmission
- 4 & 8 L는 Shoulder Loop가 있음
- Tarsons



Narrow Mouth Conical-Shoulder Bottle PP 세구병

Cat. No.	Model	용량	Size	Neck	EA Price ₩
B08-59-354	129870	5 L	Ø175×h325 mm	GL45	40,000
B08-59-356	129874	10 L	Ø222×h394 mm	GL63	145,300

- 재질 : PP, -10 ~ 135°C 내열, Autoclavable
- GL Screw Cap 기본 포함
- 5 L는 1 Handle, 10 L는 2 Handle을 가지고 있음
- Brand GmBH



Gallon Bottle, HDPE 갤론병

Cat. No.	Model	용량	Size (Neck id)	Type	EA Price ₩
B08-143-504	108001	4.1 L	Ø160×h315 mm (30 mm)	Natural	12,400
B08-143-508	108011			Amber	12,900

- HDPE 재질의 용기
- LK Labkorea

