

Carboy / Large Capacity Bottle, PP 대용량 광구병

| Cat. No. | Model | 용량 | Size | EA Price ₩ |
|------------|---------|------|--------------|------------|
| B08-46-350 | T583250 | 10 L | ∅249×h390 mm | 51,700 |
| B08-46-357 | T583260 | 20 L | ∅285×h535 mm | 74,700 |
| B08-46-360 | T583270 | 50 L | ∅376×h682 mm | 149,400 |

- 재질 : PP, -10 ~ 135°C 내열, Autoclavable
- USP Class VI에 따른 Medical Grade Resin 사용
- Neck Size : 83 mm (Neck id : 65 mm)
- Leakproof Closure, Graduation
- 요청에 의해 저온용 LDPE재질의 제품도 공급 가능함
- Tarsons

Optional Accessory

| Cat. No. | Model | Description | EA Price ₩ |
|------------|---------|---|------------|
| B08-46-253 | T583217 | Filling / Venting Closure for 83 mm Cap | 62,500 |
| B08-46-371 | T583212 | Spare 83 mm Cap | 9,900 |



Carboy / Amber Large Capacity Bottle, HDPE 대용량 갈색 광구병

| Cat. No. | Model | 용량 | Size | EA Price ₩ |
|------------|---------|------|--------------|------------|
| B08-46-364 | T583252 | 10 L | ∅249×h390 mm | 63,600 |
| B08-46-366 | T583253 | 20 L | ∅285×h535 mm | 81,100 |

- 재질 : HDPE, -100 ~ 120°C 내열, Non-autoclavable
- Neck Size : 83 mm (Neck id : 65 mm)
- Leakproof Closure, Graduation
- Tarsons



Carboy / Large Capacity Wide Mouth Bottle, PP 대용량 PP 대 광구병

| at. No | Model | 용량 | Size | EA Price ₩ |
|------------|---------|-------------------|--------------|------------|
| B08-46-541 | T583351 | 10 L | ∅249×h390 mm | 52,500 |
| B08-46-545 | T583361 | 20 L | ∅285×h535 mm | 79,200 |
| B08-46-550 | T583335 | Spare Cap, 100 mm | | 9,400 |

- 재질 : PP, -10 ~ 135°C 내열, Autoclavable
- Neck Size : 100 mm (Neck id : 95 mm)
- Leakproof Closure, Graduation
- 요청에 의해 저온용 LDPE재질의 제품도 공급 가능함
- Tarsons



Jerrican / Large Capacity Retangular Bottle, HDPE 제리켄 / 대용량 사각 병

| Cat. No. | Model | 용량 | Size | EA Price ₩ |
|------------|---------|------|-------------------|------------|
| B08-46-399 | T683210 | 5 L | w253×d168×h330 mm | 35,300 |
| B08-46-403 | T683220 | 10 L | w282×d189×h380 mm | 44,100 |
| B08-46-407 | T683230 | 20 L | w352×d243×h470 mm | 63,600 |

- 재질 : HDPE, -100 ~ 120°C 내열, Non-autoclavable
- Neck Size : 53 mm (Neck id : 38.5 mm)
- Leakproof Closure, Graduation
- 요청에 의해 저온용 LDPE재질의 제품도 공급 가능함
- Tarsons

