

Vacuum Carboy / Large Capacity Heavy Duty Bottle 대용량 PP 진공병

Cat. No.	Model	용량	Size	EA Price ₩
B08-46-381	T583265	10 L	Ø249×h390 mm	73,500
B08-46-385	T583266	20 L	Ø285×h535 mm	104,300

- 재질 : PP, -10 ~ 135°C 내열, Autoclavable
- USP Class VI에 따른 Medical Grade Resin 사용
- Heavy-Wall Type으로 Vacuum Trap으로 사용가능
- Cap Size : 83 mm (Neck id : 65 mm)
- Leakproof Closure, Graduation
- Full Vacuum에서 8시간 까지 사용 가능
- Tarsons



ETFE Large Volume Bottle ETFE 테프론 대용량병

- 재질 : ETFE, -105 ~ 150°C 내열
- ETFE 테프론 재질로 뛰어난 내화학성
- Flon Industry

Narrow Mouth

Cat. No.	Model	용량	Size	Neck	EA Price ₩
B08-64-802	F1013-01	5 L	Ø180×h345 mm	35 mm	947,100
B08-64-805	F1013-02	10 L	Ø225×h380 mm		1,203,400
B08-64-808	F1013-03	20 L	Ø300×h455 mm		1,889,000
B08-64-811	F1013-04	30 L	Ø300×h575 mm		2,325,300

Wide Mouth

Cat. No.	Model	용량	Size	Neck	EA Price ₩
B08-64-852	F1013-05	5 L	Ø180×h345 mm	100 mm	1,042,200
B08-64-855	F1013-06	10 L	Ø225×h380 mm		1,308,600
B08-64-858	F1013-07	20 L	Ø300×h455 mm		1,997,700
B08-64-861	F1013-08	30 L	Ø300×h575 mm		2,449,200



HDPE Wide Neck Drum HDPE 광구 드럼, with PP Cap

- 재질 : HDPE
- Red Polypropylene Unlined Cap 일체형
- Zip Sealing Strip 별도 구매
- Qorpak

Drum

Cat. No.	Model	용량	Neck Finish	Size (mm)	EA Price ₩	PK Price ₩
B08-134-601	248723	3.6L	137mm	Ø165×h198	66,600	10ea 622,200
B08-134-604	248725	6L	136mm	Ø198×h263	88,800	15ea 1,244,000
B08-134-607	248729	10L	203mm	Ø274×h238	149,800	8ea 1,119,400
B08-134-610	248732	15L		Ø274×h327	176,200	8ea 1,316,900
B08-134-613	248733	20L		Ø274×h417	199,100	4ea 744,100
B08-134-616	248734	26L		Ø316×h425	226,200	3ea 634,000

Zip Sealing Strip

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
B08-134-621	242944	Tamper Evident Zip Sealing Strip (변조 방지용 지퍼 패킹 장치)	2,800

