

## Handyboy with Stopcock, Stackable 손잡이형 증류수 통, 높이 150mm

Cat. No.	Model	용량	재질	EA Price ₩
B08-46-451	T684300	8 L	HDPE	75,400
B08-46-453	T683300		PP	75,400

- 재질 : HDPE, -100 ~ 120°C 내열, Non-autoclavable  
PP, -10 ~ 135°C 내열, Autoclavable
- USP Class VI에 따른 Medical Grade Resin 사용
- Low Profile Type으로 낮은 공간에서 사용 가능함
- Leakproof, Handgrip for Easy Transport
- Size : w360×d320×h150 mm, 쌓아올릴 수 있음
- Cap Size : 63 mm, Neck id : 38 mm
- Tarsons



## Aspirator Bottle, Narrow Mouth 세구 증류수 통, HDPE

Cat. No.	Model	용량	Size (∅×h)	Neck id	EA Price ₩
B08-59-751	131170	5 L	165×335 mm	∅45 mm	76,400
B08-59-753	131174	10 L	210×420 mm	∅54 mm	101,100
B08-59-759	131100	Spare Cock / PP			27,500

- 재질 : HDPE, -100 ~ 120°C 내열
- N-M Screw Cap, Plastic Handle 장착
- Brand GmBH



## HDPE Anti-Static Aspiration Bottle 제전 아스피레이터 바틀

Cat. No.	Model	용량	EA Price ₩
B08-100-151	4665322	5 L	167,100
B08-100-155	4665329	10 L	201,900

- 재질 : HDPE Body, PA Stopcock & Screwcap
- Stopcock 방향을 바꿀 수 있어 물방울 떨어짐을 방지
- 3/4" outer thread Stopcock, 3/4" inner thread Adapter 포함
- For use in Explosion-protected Areas
- 표면 저항 < 105Ω
- Wenk Labtec

### Spare Accessory

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
S11-100-019	9140000	PA Stopcock with PTFE Seal	61,700

