

PFA Gas Washing Bottle PFA (테프론) 가스 세척병

Cat. No.	Model	용량	Size (Ø×h)	Tubing Connection	EA Price ₩
B08-59-801	A118-01	250 ml	60×175 mm	id2 / od6 mm	779,800
B08-59-803	A118-02	500 ml	75×200 mm		1,013,100
B08-59-805	A118-03	1 L	95×240 mm	id2 / od8 mm	1,154,200

- 재질 : PFA, -200 ~ 260°C 내열
- PTFE Head : S40 Thread & Frit
- Optimum Gas Peering in the Liquid
- BOLA



Micro Scrubber Bottle/ Micro Gas Washing Bottle 마이크로 가스 세정병

Cat. No.	Model	용량	Size (mm)	Connection for tubing	EA Price ₩
B08-460-101	A119-24	50ml	od 31 x h180	od 6 mm	929,300

- 재질 : PFA. -200°C to 250°C 내열
- 상부 Gas Inlet Port, 측면부 Gas Outlet Port
- Cold Trap으로도 사용 가능
- BOLA



Scrubber Column / Gas Washing Bottle 가스 세척병

Cat. No.	Model	용량	Size	Connection for tubing	EA Price ₩
B08-460-201	A117-04	500 ml	Ø54×h400 mm	2 / od8 mm	1,182,300
B08-460-205	A117-08	1 L	Ø54×h700 mm		1,558,800

- 재질 : FEP Body, PTFE Cap, -200 °C to 205°C 내열
- 단단하고 투명한 긴 라이저 튜브로 인해 강한 가스 혼합이 가능
- PTFE Frit Pore Size : 약 3 µm, M8x1 Thread를 사용하여 라이저 튜브에 고정할 수 있음
- 낮은 1차 압력이 필요한 미세한 Bore(N1501-16)가 있는 PTFE Gas Distributor와 교체 사용 가능
- BOLA

* A 117-04 - Pressure 0.1 bar : 15 L/h, Pressure 0.3 bar : 62.5 L/h, Pressure 0.6 bar : 130.0 L/h


* A 117-08 - Pressure 0.1 bar : 5 L/h, Pressure 0.3 bar : 50 L/h, Pressure 0.6 bar : 117.5 L/h




Scrubber Adapter for Bottle 테프론 가스 세정병 어댑터

Cat. No.	Model	사용 Bottle 규격	Gas Inlet Tube	Connetor	EA Price ₩
B08-460-081	N1660-14	GL 45용	FEP, L 300mm	GL18 × 2개	302,900
B08-460-085	N1660-24	GLS 80용			379,800

- 재질 : PTFE Adapter, PP Cap, 121°C
- Screwcap은 Adapter Body와 독립적으로 회전 가능
- GL18용 Fitting은 123 Page 참조
- BOLA



N1660-14



N1660-24