

Storage Box 저장용 박스

- 재질 : PP
- 단단으로 쌓을수 있으며, 체결고리가 있어 기울거나 뒤집혔을때에도 물건이 쏟아지지 않음
- 품목을 표기할 수 있어 내용물 확인이 용이함 • LK Labkorea

Low Form Storage Box


배송비 별도

Cat. No.	Model	용량	Size (w×d×h)	EA Price ₩
B09-176-010	NE30	3 L	257×169×140 mm	7,700
B09-176-020	NE60	6 L	335×240×145 mm	10,600
B09-176-030	NE110	11 L	453×293×156 mm	18,600
B09-176-040	NE220	22 L	543×363×188 mm	30,400
B09-176-050	NE400	40 L	632×437×226 mm	47,300

High Form Storage Box

배송비 별도


Cat. No.	Model	용량	Size (w×d×h)	EA Price ₩
B09-176-060	NE50	5 L	340×169×160 mm	9,900
B09-176-070	NE80	8 L	335×240×190 mm	11,100
B09-176-080	NE190	19 L	453×293×247 mm	27,000
B09-176-090	NE340	34 L	543×363×268 mm	35,200
B09-176-100	NE600	60 L	632×437×326 mm	59,500



Folding Storage Box 접이식 저장용 박스

Cat. No.	Model	용량	Size (w×d×h)	EA Price ₩
B09-176-110	NE560	56 L	647×437×278 mm	52,600

- 재질 : PP
- 양면 개폐 기능(앞면, 뒷면)으로 쌓여있는 박스 안에도 내용물 수납이 가능함
- 미사용 시, 간편하게 접어서 보관할 수 있어 공간효율성을 높여줌
- 단단으로 쌓을수 있으며, 체결고리가 있어 기울거나 뒤집혔을 때에도 물건이 쏟아지지 않음
- 품목을 표기할 수 있어 내용물 확인이 용이함 • LK Labkorea



접었을 때

Ice-free Cooling Box 쿨링 코어 냉동 박스

- 구성 : Ice Free Cool Box, Cooling Core, 2 ml Module
- 스토리지 온도에 따라 선택적으로 다른 아이스 코어 선택 가능 (Cooling or Freeze)
- 튜브 용량에 따라 선택적으로 Module 선택 가능 (2 ml, 1.5 ml, 5 ml, PCR Tube)
- LK Labkorea

Ice Free Cooling Box Set

Cat. No.	Model	Weight	Ice Core Size (mm)	EA Price ₩
C25-491-021	200103	1.3 kg	w152×d170×h123	850,500

Ice Free Cooling Box Only

Cat. No.	Model	Weight	Ice Core Size (mm)	EA Price ₩
C25-491-025	200901	140 g	w152×d170×h123	409,600



Ice Core

Cat. No.	Model	Type	Temp. Range	Freeze Time	Refrigerator Temp.	EA Price ₩
C25-491-031	200902	Cooling	0.5 ~ 4°C	4h+	-20°C	137,600
				2h+	-80°C	
C25-491-041	200903	Freeze	-18 ~ -4°C	6h+	-20°C	137,600
				3h+	-80°C	

- Size : w105×d100×h26 mm

Tube Module

Cat. No.	Model	Hole	EA Price ₩
C25-491-051	200904	30×2 ml Tube, Ø12.6 mm	307,600
C25-491-061	200905	48×1.5 ml Tube, Ø11 mm	307,600
C25-491-071	200906	30×5 ml Tube	307,600
C25-491-081	200907	96×PCR Module, Ø7 mm	409,600

- Size : w119×d101×h38 mm

- Cryo Storage Box는 850 ~ 851 Page 참조

