

## Brush, for Test Tube 시험관 솔

Cat. No.	Model	솔 Size	전체 길이	EA Price ₩
B10-143-701	LBR701	∅25 mm	200 mm	1,800
B10-143-705	LBR702	∅40 mm	270 mm	1,800
B10-143-710	LBR703		340 mm	1,800

- LK Labkorea



## Anti-Static Brush 정전기 방지용 브러쉬

Cat. No.	Model	솔 Size (w×d×h)	무게	EA Price ₩
B10-147-100	3316	63.5×6.4×63.5 mm	15 g	62,800

- Balance or Film 현미경이나 정밀 기계의 Cleaning용
- Natural Hair와 Synthetic Conductive Fiber로 구성
- Washable
- Cole-Parmer / Traceable®



## Anti-Static Brush with Handle 정전기 방지용 브러쉬

Cat. No.	Model	Size	EA Price ₩
B10-147-110	3321	25.4mm Brush & 127mm Handle	44,800
B10-147-120	3322	50.8mm Brush & 127mm Handle	46,600
B10-147-130	3323	76.2mm Brush & 152mm Handle	48,400

- Balance or Film 현미경이나 정밀 기계의 Cleaning용
- Natural Hair와 Synthetic Conductive Fiber로 구성
- Washable
- Cole-Parmer / Traceable®



## Bronze Wire Brush 동 브러쉬

Cat. No.	Model	Brush Size (w×d×h)	전체 길이	EA Price ₩
B10-23-100	LBR3012	13×70×16 mm	235 mm	3,000
B10-23-200	LBR3013	16×70×16 mm		3,500
B10-23-300	LBR3014	18×70×16 mm		4,000

- ∅0.14 mm Wire로 이루어진 브러쉬
- Universal



## Sieve Brushes 망체 브러쉬

Cat. No.	Model	Size	Description	EA Price ₩
S19-249-796	TS-SB	240 mm	Nylon	14,500
S19-249-798	TS-BNB	150 mm	Brass / Nylon	23,100

- TS-SB 솔길이 : 20 mm
- TS-BNB 솔길이 : 35 mm/40 mm
- Double Ended Type
- Glenammer

