

## Glassware Cleaning Foam Brush Set 폼 브러쉬 세트

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
B10-132-101	CG-1141-01	Glassware Cleaning Brush Set	87,600


- Soft Plush Foam 재질의 세척 솔
- 유리 제품의 세척에 알맞음
- 구성 :
  - ① 폼 지름 50 mm, 길이 228 mm
  - ② 폼 지름 50 mm, 길이 431 mm
  - ③ 입구경 약 19 mm 용, 길이 457 mm
- Chemglass



## Flexible Brush 플렉서블 브러쉬

Cat. No.	Model	적용 튜빙 id	전체 길이	EA Price ₩
B10-132-111	CG-1142-01	Ø12.7 ~ 25.4 mm 용	609 mm	30,400
B10-132-115	CG-1142-02		1218 mm	39,500

- PP Bristle, Flexible Galvanized Steel Wire
- Long Tube형 제품의 세척에 알맞음
- Chemglass



## Foam Tip Brush 폼 팁 브러쉬

Cat. No.	Model	Tip 지름	Brush 길이	전체 길이	EA Price ₩
B10-132-121	CG-1144-01	Ø50 mm	139 mm	330 mm	23,500
B10-132-125	CG-1144-02		190 mm	508 mm	26,500

- PP Bristle with Foam Bristle at the Tip
- Chemglass



## Soft Sponge Foam Brush 스폰지 브러쉬

Cat. No.	Model	지름	전체 길이	EA Price ₩
B10-132-131	CG-1145-01	Ø22 mm	457 mm	25,700
B10-132-135	CG-1145-02	Ø50 mm	228 mm	23,500
B10-132-139	CG-1145-03		431 mm	26,500

- Foam Bristle, without Absorbing Water
- CG-1145-02와 -03은 Neck id62 mm 이상의 제품과 같이 사용 가능함
- Chemglass



## Sponge Brush 스폰지 브러쉬

Cat. No.	Model	솔 Size	전체 길이	EA Price ₩
B10-952-010	3304 ①	Ø55 mm	390 mm	6,400
B10-952-020	3305 ②	Ø50 mm	290 mm	6,400

- 재질 : 3304 (매트-PE), 3305 (심-SUS, 브러쉬-PP), 스폰지-PU, 손잡이-PP
- 내열 온도 : 90°C
- Universal

