

Mini Gas Bubbler 미니 가스 버블러, LukeGL®

Cat. No.	Model	Hose Connection	용량	EA Price ₩
B11-10-105	L051315	기본 일체형, od8mm	4 ml	30,800
B11-10-501	L051315P	PP Screw Connector		39,400

- Borosilicate Glass 3.3
- Hose Connection의 종류에 따라 분류
- LukeGL®



Oil Bubbler, Adjustable 오일 버블러, LukeGL®

Cat. No.	Model	Hose Connection	용량	EA Price ₩
B11-10-110	L0513A21	기본 일체형, od8mm	40 ml	42,200
B11-10-510	L0513A21P	PP Screw Connector		47,200

- Borosilicate Glass 3.3
- Inlet 튜브의 높낮이 조절이 가능
- 경사형 바닥은 작은 용량의 Oil로도 사용 가능하게 함
- 구성 : 하부 Reservoir, 조절식 Inlet Tube, Cap, Viton O-ring
- LukeGL®



Oil Bubbler 오일 버블러, LukeGL®

Cat. No.	Model	Description	용량	EA Price ₩
B11-10-120	L051321	기본형	40 ml	33,700
B11-10-130	L051321N	Needle Valve 부착형		97,200

- Borosilicate Glass 3.3
- 용량 : 40 ml (Outlet tube 아래까지의 용량임)
- 기본형과 Needle Valve 부착형
- 상부 부분에 Needle Valve가 부착되어져 있어 Inlet Pressure을 조절 가능함
- LukeGL®



Double Oil Bubbler 이중 오일 버블러, LukeGL®

Cat. No.	Model	Description	용량	EA Price ₩
B11-10-140	L0513D21	기본 일체형, od8mm	2×25 ml	49,900
B11-10-530	L0513D21P	PP Screw Connector		59,000

- Borosilicate Glass 3.3
- 용량 : 각 25 ml
- LukeGL®

