

Reaction Vessel Bubbler with ST Joint 조인트 가스 버블러, LukeGL®

Cat. No.	Model	하부 Joint	Hose Connection	EA Price ₩
B11-10-160	552879	14/23	기본 일체형, od8mm ①	54,500
B11-10-170	552887	24/40		55,400
B11-10-180	552895	14/23	PP Screw Connector, od8.6 mm	54,000
B11-10-190	552909	24/40		54,900
B11-10-200	552899	14/23	Joint Socket 14/23 ②	53,800
B11-10-210	552910	24/40		57,100

- Borosilicate Glass 3.3 • 용량 : 5 ~ 7 ml
- Joint Size와 Hose Connection Type에 의해 구분
- Excellent from Closing Off Reaction Vessel from The Atmosphere
- LukeGL®



Bubbler, In-line 인라인 버블러, LukeGL®

Cat. No.	Model	Joint Size	EA Price ₩
B11-10-220	L051401	14/23	43,100
B11-10-230	L051402	24/40	48,000

- Borosilicate Glass 3.3
- Horizontal Design
- LukeGL®



Schlenk Modified Gas Bubbler, AIRFREE® 쉬링크 가스 버블러

Cat. No.	Model	Inner Joint	전체 길이	EA Price ₩
B11-132-055	AF-0516-01	14/20	130 mm	532,800
B11-132-057	AF-0516-02	24/40	150 mm	475,800
B11-132-059	AF-0516-03		200 mm	538,700

- Borosilicate Glass 3.3
- 대기에 환기를 시키며 가스의 흐름을 모니터링 할 수 있음
- Reservoir head는 오일이 다시 빨려 들어가는 것을 방지
- Standard taper inner joint is for use in single or multi-neck flask
- Hose Connection에 od 9mm 튜브가 있어 고정이 쉬움
- Chemglass



Pressure Release Bubbler, AIRFREE® 압력 배출형 버블러


Cat. No.	Model	Size (w×d)	EA Price ₩
B11-132-051	AF-0512-01	150×300 mm	820,600

- Borosilicate Glass 3.3 • 압력조절범위 : 2 to 49 PSI
- 불활성 가스 시스템 내에서 Purge Gas를 미세하게 제어 가능
- EOD : 11 mm at the largest ring
- Chemglass

Replacement Part

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
V03-132-760	999-02	Spring Loaded PTFE Plug	70,000

- 오일의 역류를 방지할 수 있음



Bubbler, Gas Distribution Tube는 537 Page 참조

