

PE Bucket PE 밀폐형 버킷

Cat. No.	Model	용량	Overall Size	EA Price ₩
B12-192-855	BWPE175	2 L	Ø160×h175 mm	9,200
B12-192-858	BWPE195	4 L	Ø190×h195 mm	11,000
B12-192-861	BWPE200	7 L	Ø260×h200 mm	11,500
B12-192-864	BWPE260	10 L	Ø260×h260 mm	11,700
B12-192-867	BWPE263	12 L	Ø265×h263 mm	12,000
B12-192-870	BWPE327	17 L	Ø300×h327 mm	12,500
B12-192-873	BWPE347	18 L	Ø300×h347 mm	12,700
B12-192-876	BWPE387	20 L	Ø300×h387 mm	13,200

- 재질 : PE, 밀폐용기 • 첫 사용시 뚜껑안에 밀폐 바킹이 있어 버킷을 완전 밀폐
- LK Labkorea



PP Bucket with Lid PP 버킷과 뚜껑

Cat. No.	Model	용량	Overall Size	EA Price ₩
B12-69-111	9040000	1 L	Ø132×h131 mm	3,400
B12-69-115	9040001	2 L	Ø175×h132 mm	5,300
B12-69-119	9040002	3 L	Ø225×h123 mm	6,600
B12-69-123	9040003	5 L	Ø225×h194 mm	8,400
B12-69-127	9040004	10 L	Ø268×h263 mm	11,300

- 재질 : White PP, -10 ~ 135°C 내열 • Air-tight Closure & Handle
- LabPlasti®



Graduated Bucket, HDPE PE 눈금형 버킷

Cat. No.	Model	용량	Height	EA Price ₩
B12-59-222	71772	5 L	240 mm	25,200
B12-59-226	71774	10 L	300 mm	30,200

- 재질 : HDPE, -100 ~ 120°C 내열, Non-autoclavable
- 눈금 및 손잡이 부착형, Spout (주둥이) 없음
- Brand GmBH

Optional Lid, LDPE

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
B12-59-232	71771	Lid for 5 L Bucket (71772)	7,600
B12-59-236	71776	Lid for 10 L Bucket (71774)	8,300



Graduated Bucket, PP PP 눈금형 버킷

Cat. No.	Model	용량	Size (Ø×h)	EA Price ₩
B12-59-262	72376	12 L	310×300 mm	49,800
B12-59-266	72378	15 L	310×340 mm	53,900

- 재질 : PP, -10 ~ 135°C 내열, Autoclavable
- 반투명 PP재질로 내화학성이 뛰어남
- 눈금 및 손잡이 부착형, Spout (주둥이) 있음
- Brand GmBH



Stainless Steel Bucket 스테인레스 버킷

Cat. No.	Model	용량	Overall Size	Type	EA Price ₩
B12-21-124	SB-20A	20 L	Ø300×h300 mm	A	192,800
B12-21-127	SB-20B			B	192,800

- Stainless Steel Cover 및 Silicon Gasket 기본포함
- Buff Polished
- LK Labkorea

