

Automatic Buret with PTFE Needle Valve 니들 밸브형 자동부렛, Class AS + Batch 보증서


- Borosilicate Glass 3.3 • 미량 조절이 가능한 Needle Valve가 부착된 부렛
- 사용 후 남은 시약의 회수를 위한 중간 콕크 부착형
- 2 L Buret Bottle 포함 (단 Bulb 는 별도임) • 보증서 (Batch Certificate) 포함
- Techno Glass

Clear Glass / 투명 니들 밸브형 부렛

Cat. No.	Model	용량	눈금	EA Price ₩
B13-74-555	436944519	10 ml	0.02 ml	192,200
B13-74-559	436944623	25 ml	0.05 ml	190,400
B13-74-563	436944725	50 ml	0.1 ml	205,500
B13-74-567	436944831	100 ml	0.2 ml	278,800

Amber Glass / 갈색 니들 밸브형 부렛

Cat. No.	Model	용량	눈금	EA Price ₩
B13-74-582	436944519A	10 ml	0.02 ml	237,500
B13-74-585	436944623A	25 ml	0.05 ml	235,800
B13-74-588	436944725A	50 ml	0.1 ml	251,000



Automatic Buret with Lateral PTFE Cock 테프론 콕크형 자동부렛, Class AS

- Borosilicate Glass 3.3 • 조작성 편리한 Lateral PTFE Cock 부착형
- 사용 후 남은 시약의 회수를 위한 중간 콕크 부착형
- 2 L Buret Bottle 포함 (단, Bulb는 별도임)
- Techno Glass

Clear Glass / 투명 테프론 콕크형 부렛

Cat. No.	Model	용량	눈금	EA Price ₩
B13-74-655	438277519	10 ml	0.02 ml	223,100
B13-74-659	438277623	25 ml	0.05 ml	212,500
B13-74-663	438277725	50 ml	0.1 ml	233,600
B13-74-667	438277831	100 ml	0.2 ml	339,300

Amber Glass / 갈색 테프론 콕크형 부렛

Cat. No.	Model	용량	눈금	EA Price ₩
B13-74-682	438277519A	10 ml	0.02 ml	251,600
B13-74-685	438277623A	25 ml	0.05 ml	259,200
B13-74-688	438277725A	50 ml	0.1 ml	278,700



Automatic Buret, Dr. Schilling Pattern 자동부렛, Class B

- Complied with DIN EN ISO 385 ; Calibrated to deliver (TD, Ex)
- Automatic Zeroing, Schellbach Stripe
- Micrometer Screw나 Press Button에 의한 분주
- 구성 : AR -Glas® Buret, PE Bottle & Base, Silicon Discharge Tube, PVC Filling Tube, Gray Polyamide Fitting, PP/Brass Micrometer Screw
- Brand GmBH

Clear Glass Buret & PE Bottler / 투명 자동 부렛

Cat. No.	Model	용량	눈금	Tol.(ml)	Bottle	전체 높이	EA Price ₩
B13-59-851	23753	10 ml	0.05 ml	±0.05	500 ml	530 mm	109,600
B13-59-853	23755	15 ml	0.1 ml	±0.08		510 mm	102,200
B13-59-855	23756	25 ml			620 mm	121,400	
B13-59-859	23758	50 ml			±0.10	1 L	830 mm

Amber Glass Buret & PE Bottler / 갈색 자동 부렛

Cat. No.	Model	용량	눈금	Tol.(ml)	Bottle	전체 높이	EA Price ₩
B13-59-865	23766	25 ml	0.1 ml	±0.08	1 L	650 mm	160,400
B13-59-869	23768	50 ml				±0.10	900 mm

