

## Bunsen Burner 경제형 분젠 가스 버너

Cat. No.	Model	사용 가스	Head	EA Price ₩
B14-284-001	1010	도시 가스	Ø15 mm	58,300
B14-284-004	1011	프로판 가스		58,300

- Air Regulation과 Needle Valve가 부착되어 있어 가스 조절 가능
- Usbeck

## Bunsen Burner 분젠 가스 버너, DIN Type

Cat. No.	Model	사용 가스	Head	EA Price ₩
B14-284-013	1020	도시 가스	Ø17 mm	71,000
B14-284-016	1021	프로판 가스		71,000

- Needle Valve와 Air Regulation 부착
- Pilot Flame (불씨 유지관) 부착
- DIN-DVGW-Reg.-Nr. NG-2211AN0133
- Usbeck

## Bunsen Burner, with Lever-cock 레버 코크형 분젠 가스 버너

Cat. No.	Model	사용 가스	Head	EA Price ₩
B14-284-031	1040	도시 가스	Ø15 mm	84,700
B14-284-034	1041	프로판 가스		84,700

- Air Regulation과 Pilot Flame (불씨 유지관) 부착
- Lever Stopcock가 부착되어 있어 가스 조절 가능
- Usbeck

## Bunsen Burner for All Gases 모든 가스용 분젠 가스 버너

Cat.No.	Model	사용 가스	Head	EA Price ₩
B14-284-049	1050	모든 가스	Ø17 mm	90,700

- Air Regulation과 Needle Valve가 부착되어 있어 가스 조절 가능
- 모든 가스 사용 가능
- Usbeck

## Teclu Burner 테클루 가스 버너

Cat. No.	Model	사용 가스	Head	EA Price ₩
B14-284-088	1230	도시 가스	Ø17 mm	96,000
B14-284-091	1231	프로판 가스		96,000

- Air Regulation과 Stopcock가 부착되어 있어 가스 조절 가능
- Pilot Flame (불씨 유지관) 부착
- Head가 크며, 공기 조절이 편리해 불꽃 대/소 조절이 편리
- Usbeck

## Teclu Burner 테클루 가스 버너, DIN Type

Cat. No.	Model	사용 가스	Head	EA Price ₩
B14-284-106	1245/1	도시가스	Ø17 mm	121,200
B14-284-109	1246/1	프로판 가스		121,200

- Air Regulation과 Pilot Flame (불씨 유지관) 부착
- 이중 Lever Stopcock Type으로 불꽃 조절이 편리하고 정밀
- DIN-DVGW-Reg.-Nr. NG-2211AN0133
- Usbeck

