

## Super Teclu Burner 대용량 테클루 가스 버너

Cat. No.	Model	사용 가스	Tube	Head	EA Price ₩
B14-284-112	1300	도시 가스	Ø19 mm	Ø32 mm	135,900
B14-284-115	1301	프로판 가스			135,900

- Air Regulation과 Needle Valve가 부착되어 있어 가스 조절 가능
- 초대형 Head Type으로 불꽃의 크기나 용량을 극대화
- Usbeck

## Safety Burner 안전 버너

Cat. No.	Model	사용 가스	Head	EA Price ₩
B14-284-124	1330	도시 가스	Ø20 mm	214,500
B14-284-127	1331	프로판 가스		214,500

- 자동 안전 Element가 부착되어 있어 작업 이상이나 과열 자동 방지
- Air Regulation과 Needle Valve가 부착되어 있어 가스 조절 가능
- Pilot Flame (불씨 유지관) 부착
- Usbeck



## Meker Burner for All Gases 모든 가스용 메커 버너

Cat.No.	Model	사용 가스	Tube	Head	EA Price ₩
B14-284-142	1350	모든 가스	Ø28 mm	Ø32 mm	107,200

- Air Regulation과 Needle Valve가 부착되어 있어 가스 조절 가능
- 모든 가스 사용 가능
- 초대형 Head Type으로 불꽃의 크기나 용량을 극대화
- Usbeck



## Large meker Burner 대용량 메커 버너

Cat. No.	Model	사용 가스	Tube	Head	EA Price ₩
B14-284-145	1360	도시 가스	Ø28 mm	Ø32 mm	118,300
B14-284-148	1361	프로판 가스			118,300

- Air Regulation과 Needle Valve가 부착되어 있어 가스 조절 가능
- 불구멍에 쇠그물이 붙어있어 공기와 가스가 잘 혼합되어 불꽃의 온도가 보다 높음
- Usbeck

## Micro Bunsen Burner 마이크로 분젠 가스 버너

Cat. No.	Model	사용 가스	Head	EA Price ₩
B14-284-058	1110	도시 가스	Ø9 mm	59,600
B14-284-061	1111	프로판 가스		59,600

- Chamber 또는 Hood 내에서 작업하기에 적합함
- Air Regulation과 Needle Valve가 부착되어 있어 가스 조절 가능
- Usbeck



## "Usbeck" Burner Usbeck 버너 헤드

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
B14-284-201	1603	Ø17 mm Head용	10,600

- 재질 : Nickel Plated Brass
- Opening : 50 mm
- Burner 상부에 꽂아 사용
- Usbeck

