

## Safety Gas Burner 안전 가스 버너

Cat. No.	Model	사용 가스	Size (mm)	가스조절	EA Price ₩
B14-53-700	7400S	도시 가스	∅80×h160	Needle Valve	363,300
B14-53-800	7410S	부탄 가스			363,300

- Max. Temp : 1300°C
- 자동으로 작업 이상이나 과열 등을 방지
- Head Size : ∅13 mm, Pilot Frame
- Wenk



## Handy Gas Burner 핸디 가스 버너

Cat. No.	Model	그림 직경	전고	중량	EA Price ₩
B14-118-010	3000S	∅ 36 mm	143 mm	214 g	65,800

- 원터치 점화
- 미세 가스 조절도 가능한 2중 조절기구
- 1,300°C의 고온 방열, 20~25분 연속 사용 가능
- 가스 주입 방식 (8g)
- Prince

### Optional Accessory

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
B14-118-011	EG70-59	무취액화석유가스 3000s용	6,000



## Glass Alcohol Lamp, Simax® 유리 알코올 램프

Cat. No.	Model	용량	Size	EA Price ₩
B14-985-550	534104200	200 ml	∅84×h84 mm	63,700

- Simax® Borosilicate Glass 3.3, USP Type I, ASTM E438, Type I, Class A
- Glass Ground-on Cap 포함 (h60 mm)
- KAVALIERGLASS



## Stainless Alcohol - Burner 스테인레스 알코올 램프

Cat. No.	Model	용량	Size	EA Price ₩
B14-80-050	L2275A	300 ml	∅105×h75 mm ①	13,000
B14-80-060	L2275C	700 ml	∅120×h135 mm ②	28,900

- 재질 : Stainless Steel
- 파손의 위험이 없고 하단부의 바닥이 넓어 안정적임
- LK Labkorea



## Electric Lighter 압전기식 안전 라이터

Cat. No.	Model	Description	길이	EA Price ₩
B14-102-019	1650	Piezoelectric Lighter	220 mm	24,300

- 압전기식으로 연료없이 불꽃만 발생시킴
- Safety / Long Life / Economy / Comfortable
- Usbeck

