

**Hose Pen Torch**  
**정밀 작업용 호스 펜 토치**

Cat. No.	Model	Size	Weight	EA Price ₩
B14-118-045	LKT2202	135×40×260 mm (Blister 포함)	140g	45,700

- 소형 초정밀 토치 (호스형 펜 토치)      • 원터치 결합방식 Adapter
- 열풍팁(백금촉매 연소방식), 인두촉, 토치팁(Max 1500 °C) 으로 구성
- 공기조절장치, 가스조절손잡이로 불꽃 세기 조절 가능
- 가스소비량 : 8 g/h, 96 Kcal, 부탄가스 (220g) 사용시
- 거치대로 안전한 작업 가능
- 납땜, 수축튜브 작업, 금속세공 등 다용도 사용 가능      • Kovea



**Bacti-cinerator Sterilizer**  
**적외선 루프 멸균기**

Cat. No.	Model	Temp. Range	멸균 구멍 지름	Power	EA Price ₩
B14-480-010	LS-A800	825°C(±25°C)	Ø15 mm	150 W	382,200
B14-480-020	LS-B800		Ø35 mm	250 W	445,800

- Incubating Loop, Needle 등의 멸균용
- 5 ~ 7초 사이의 멸균 시간이 소요됨
- Center High Temperature : up to 825°C (±25°C)
- Size : w120×d155×h180 mm (Ø15mm)  
w130×d120×h200 mm (Ø35mm)
- Total Length of Heating Area : 140 mm (Ø15mm), 100 mm (Ø35mm)
- Heating Tube : Ceramic
- Power : 220V, 50/60Hz
- LK Labkorea



**Infrared Sterilizer**  
**스테리 라이저, 적외선 멸균기**

Cat. No.	Model	온도 범위	멸균 구멍 지름	EA Price ₩
B14-660-111	2333-0200	830 °C 고정	Ø35 mm	494,100

- Incubating Lood, Needle 등의 멸균용
- 5 ~ 7초 사이의 멸균 시간이 소요됨
- Center High Temperature : up to 825°C (±50°C)
- Size : w98×d162×h195 mm (Ø35mm)
- Total Length of Heating Area : 140mm
- Heating Tube : Ceramic
- Power : 220V, 50/60Hz
- LK Labkorea



**Loop Sterilizer, Schuett Solaris®**  
**Loop 스테리 라이저 / Loop 멸균기**

**Schuett solaris Loop Sterilizer**

Cat. No.	Model	Temp. Range	Chamber	EA Price ₩
B14-108-200	3399002	900 ~ 1300°C	approx. 2500g	2,570,600

- Inoculating loop, tweezer 등 작은 기구들 멸균용
- No gas, No Open Flame      • Quartz Tube 기본 포함
- Instant-ready-for Use, Warm-up time 없이 바로 사용 가능
- Touch-free Start with IR Sensor & Integrated Timer
- Integrated Timer : 5 or 7 sec
- Size : w152×d195×h210 mm, 약 2.5 kg
- Power : 230 V, 50/60 Hz
- Schuett



**Quartz tube with bottom for Schuett Solaris®**

Cat. No.	Model	Description	PK Price ₩
Q01-108-001	3399502	od 17 (id 14)×L100 mm	180,200