

Gas-safety Burner, 3-model 안전 가스 버너, Foot Switch

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
B14-108-015	3355202	Phoenix II, Sensor, Foot Switch	1,749,300
B14-108-025	3354202	Phoenix II ECO, Foot Switch	1,332,200
B14-108-035	3356202	Phoenix II ACCU, 충전식 Battery	2,083,100

- 재질 : Stainless Steel & Safety Glass
- 각 모델별 특징
 - ① Phoenix II : Color Display, Language Selection, Sensor & Foot-switch
 - Start/Stop flame by activating sensor 1x/2x, use foot switch or press button by hand On/Off.
 - Burn time is displayed
 - ② Phoenix II ECO : Foot-switch, without display/sensor
 - Start/Stop flame by foot-switch or press button by hand (On/Off)
 - ③ Phoenix II ACCU : Color Display, Language Selection, Sensor and built-in high-power battery
 - Start/Stop flame by activating sensor 1 × / 2 ×, use foot switch (Option) or press button by hand On/Off.
 - Burn time and battery status displayed
 - 30시간 까지 충전식 Battery로 사용 가능 (Continuous 15시간)
- 3가지 작동방식 적용
 - ① 적외선 센서 (IR Sensor : 0 ~ 80 mm 공진)
 - 1초 ~ 120분 동작 시간 설정
 - ② Foot Switch 방식 1
 - 누르고 있는 동안 버너 동작
 - ③ Foot Switch 방식 2
 - 한번 누르면 On, 다시 누르면 Off
- Foot Switch : Stainless Steel 재질의 고급형의 스위치
- Color LED-Display
- 모든 Gas와 같이 사용할 수 있음
- Digital로 작동시간, 기기 상태 등을 표시해줌
- 공급 Gas와 Air의 양을 조절할 수 있음
- UV - Resistant Case
- 경사형 Stand 내장
- 구성 : Burner, Foot Swith, Power Supply
- Safety : Overheat Protection, Safety Shutdown
- Schuett

구분	Description	
Burn-Time (Adjustable)	1 sec ~ 120 min (ECO 제외)	
Power Supply	100 ~ 240 V, 50/60 Hz	
Connection Clip / Gas Hose	10 mm Inner Diameter	
Working Pressure	Natural Gas	20 mbar
	Propane / Butane	50 mbar
Rated Heat load	Natural Gas	600 W
	Propane / Butane	1200 W
Consumption	Natural Gas	0.06 cbm/h
	Propane / Butane	77.2 g/h
Size	w125×d160×h85 mm	
Weight	approx. 1000 g	

Optional Accessory

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
B14-108-115	3358392	Foot - Switch Made of Stainless Steel ①	210,400
B14-108-125	3358332	Glass Spatter Guard ②	150,600
B14-108-135	3358342	Flame Shield ③	100,200
B14-108-148	3358352	Instrument Tray	110,200
B14-108-155	3357362	250g 부탄가스 연결용 Adapter ④	397,200
B14-108-175	3359212	Gas Safety Hose for Natural Gas (0.75 m)	140,100
B14-108-185	3935700	Burner - Head (Spare - Part)	183,600



Phoenix II



Phoenix II ECO

